

Non-tapered	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xiphoid	31"-35"	34"-38"	37"-41"	38"-45"	45"-53"
Waist	31"-35"	32"-38"	34"-41"	38"-45"	45"-53"
Trochanter	31"-35"	34"-39"	38"-42"	38"-45"	45"-53"
Tapered	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xiphoid	25"-31"	28"-35"	32"-38"	35"-42"	40"-46"
Waist	25"-31"	29"-36"	32"-38"	36"-42"	39"-47"
Trochanter	27"-33"	32"-38"	35"-41"	38"-46"	43"-49"

No cónica	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande	2-extra grande
Xifoides	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Cintura	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trocanter	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Cónica	Pequeña	Mediana	Grande	Extra Grande	2-extra grande
Xifoides	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Cintura	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trocanter	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Non-conique	Petit	Moyen	Grand	Très Grand	Très Très Grand
Xiphoid	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trochanter	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Conique	Petit	Moyen	Grand	Très Grand	Très Très Grand
Xiphoid	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trochanter	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Nicht-tailiert	Klein	Mittel	Groß	Extragroß	Sehr groß
Schwerflossatz	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Rollhügel	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Tailiert	Klein	Mittel	Groß	Extragroß	Sehr groß
Schwerflossatz	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Rollhügel	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Não Atufado	Pequeno	Médio	Grande	Extra Grande	Extra-Extra Grande
Schwerflossatz	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Taille	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Rollhügel	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Atufado	Pequeno	Médio	Grande	Extra Grande	Extra-Extra Grande
Schwerflossatz	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Taille	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Rollhügel	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Non-sterile	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION	Please read all warning and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury or re-injury inherent with the use of any brace.
INTENDED USE	The DeRoyal® Ultralign®+ LSO/TLSO Powered by The Boa® Fit Closure System is intended for sagittal alignment, hypextension or flexion bracing.
INDICATIONS	Postoperative fusion, postoperative laminectomy, postoperative discotomy (neural sagittal alignment); compression fractures; degenerative disc disease, osteoporosis, chronic low back pain; IDET procedure (hypertension); spondylolisthesis, spondylolysis, spinal stenosis, spinal osteoarthritis and facet synovitis (flexion).

CAUTIONS	- A physician or properly licensed practitioner ("prescriber") who is familiar with the use and purpose of this brace must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this brace to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber. Use only as directed. - Prolonged usage can result in muscle atrophy in the user. The user may require (1) a wearing period from the brace to build muscle strength (2) regular physical therapy exercises to maintain the strength of the back (3) a limitation on duration of use or (4) some combination of these. - Insert brace for damaged or missing components before use. - Discontinue use and consult your prescriber if the brace or its components break or become damaged. - Inspect the fit of the brace on the patient to ensure fit is proper. Do not OVERTIGHTEN. Check regularly to ensure circulation is not compromised. - Consult your prescriber immediately if you experience sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this brace. Discontinue use if pressure injuries develop. - Wear clothing underneath this brace. - Take special care if the user is diabetic or has poor circulation. These users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.
----------	---

CAUTIONS

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this brace must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide instructions and risks related to the use of this brace to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber. Use only as directed.

paries is not twisted or rotated. The Side closure securing system should contour to the shape of the patient's anatomy.

6. At each side of the orthosis the patient will find a dial. While the patient is in the supine position push the dials in to engage them turn clockwise to tighten laces. Turn dials at the same time to ensure even compression. Turn dials until a comfortable level of compression is achieved. This compression is totally adjustable and can be released or tightened using the dials to accommodate the patient's needs.

the removable hook
positioned, tighten to
to be applied. The P
trimmed off.

SAFING CHART

Take three circumferences

1. 1" below the tip of the foot
2. Around the waist (un

ORTHESIS LSO/TLSO ULTRALIGN®+ DOTE DU SYSTÈME D'AJUSTEMENT BOA®	
PRODUIT RÉSERVÉ À L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	
	NON STERILE
	NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL
LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR UN PROSCRIPTEUR D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.	
INFORMATION IMPORTANTE	Avant utilisation, lisez l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérent à l'utilisation d'une orthèse.
USAGE PRÉVU	L'orthèse Lombo-Sacro (LSO) et l'orthèse Lombo-Sacro-Tal (LSO/TLSO) Ultralign®+ , dotée du système de fermeture et d'ajustement Boa®, est destinée à l'alignement sagittal, à l'hypextension ou au support de la flexion.
INDICATIONS	Fusion post-opératoire, laminectomie post-opératoire, discotomie post-opératoire (alignement sagittal neutre); fractures de compression, discopathie dégénérative, ostéoporose, douleur chronique au bas du dos; procédure d'identification du dos (hypertension); spondylolisthésis, spondylolyse, sténose rachidienne, ostéoartrite rachidienne et syndrome des facettes (flexion).

PRECAUTIONS	- Un médecin ou un praticien agréé (un "prescripteur") pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit s'assurer d'ajuster la orthèse au patient d'après les instructions sur le port de l'orthèse, afin que les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation sur d'autres praticiens de santé soient réduits. Le prescripteur doit fournir des instructions aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions données du prescripteur. Utilisez uniquement selon les instructions. - Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port de l'orthèse pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force du dos (3) d'une limitation de la durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois. - Vérifier que l'orthèse ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant d'utiliser. - Si l'orthèse ou certains de ses éléments sont endommagés ou se cassent, ne plus la porter et contacter le fournisseur. - Vérifier sur le patient que l'orthèse est parfaitement ajustée. NE PAS TROUVER SERRER. Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée. - Consulter immédiatement votre prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur accrue lors de l'utilisation de cette orthèse. Arrêter l'utilisation si des escarres apparaissent. - Porter des vêtements sous cette orthèse. - Prendre une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires. Ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau. De plus, le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.
-------------	---

supine. Fold a sheet to a width of 3 to 3 1/2 feet and slide it under the patient's lower back and hips. The width of the sheet should extend from mid torso to just below the buttocks. 2. To roll the patient to their right side, straighten the right leg while keeping the left knee bent to a 90° angle. Place the right arm overhead (elbow straight) by the right ear. Place the left hand on the abdomen.	DORSAL LUMBAR EXTENSION (DLE) APPLICATION 1. In using the DORSAL LUMBAR EXTENSION, refer back to the LSO/TLSO Patient Application Instructions to Step #2. Before rolling patient in position, secure the DLE as shown in Figure 1A. Next, bring the DLE strap and pad over the top shoulder and back under the axilla and clip it to the mating piece on the posterior section. See Figure 1B. On the opposite side, release
ORTHESIS LSO/TLSO ULTRALIGN®+ OUTRE VUS SYSTÈME CA-USTREUM®	from its abdomen. 2. Demandez au patient de rester dans cette position pendant que l'alese est utilisée pour le
	l'orthèse en décubitus dorsal l'orthèse est bien ajustée

ORTHESIS LSO/TLSO ULTRALIGN®+ DOTE DU SYSTÈME D'AJUSTEMENT BOA®	
PRODUIT RÉSERVÉ À L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	
	NON STERILE
	NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL
LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR UN PROSCRIPTEUR D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.	
INFORMATION IMPORTANTE	Avant utilisation, lisez l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérent à l'utilisation d'une orthèse.
USAGE PRÉVU	L'orthèse Lombo-Sacro (LSO) et l'orthèse Lombo-Sacro-Tal (LSO/TLSO) Ultralign®+ , dotée du système de fermeture et d'ajustement Boa®, est destinée à l'alignement sagittal, à l'hypextension ou au support de la flexion.
INDICATIONS	Fusion post-opératoire, laminectomie post-opératoire, discotomie post-opératoire (alignement sagittal neutre); fractures de compression, discopathie dégénérative, ostéoporose, douleur chronique au bas du dos; procédure d'identification du dos (hypertension); spondylolisthésis, spondylolyse, sténose rachidienne, ostéoartrite rachidienne et syndrome des facettes (flexion).

PRECAUTIONS	- Un médecin ou un praticien agréé (un "prescripteur") pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit s'assurer d'ajuster la orthèse au patient d'après les instructions sur le port de l'orthèse, afin que les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation sur d'autres praticiens de santé soient réduits. Le prescripteur doit fournir des instructions aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions données du prescripteur. Utilisez uniquement selon les instructions. - Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port de l'orthèse pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force du dos (3) d'une limitation de la durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois. - Vérifier que l'orthèse ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant d'utiliser. - Si l'orthèse ou certains de ses éléments sont endommagés ou se cassent, ne plus la porter et contacter le fournisseur. - Vérifier sur le patient que l'orthèse est parfaitement ajustée. NE PAS TROUVER SERRER. Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée. - Consulter immédiatement votre prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur accrue lors de l'utilisation de cette orthèse. Arrêter l'utilisation si des escarres apparaissent. - Porter des vêtements sous cette orthèse. - Prendre une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires. Ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau. De plus, le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.
-------------	---

Fixation post-opératoire, laminectomie post-opératoire, discectomie post-opératoire (alignement sagittal neutre) ; fractures de compression, discolithèse décompressive, ostéoporose, douleur chronique au bas du cou ; procédure d'identification du cou (hyperextension) ; syndromes/lyses, syndromes rachidiens, syndromes rachidiens rachidiens et syndromes des facettes (flexion).	4. Fixez les fixateurs latéraux de la fermeture en appliquant d'abord les bandes sur le côté gauche, puis sur le côté droit. Assurez-vous que les fixateurs latéraux de la fermeture sont correctement alignés par rapport au centre de la colonne vertébrale. Vérifiez la position de la fermeture, de sorte que la ceinture ne soit pas tendue ou pliée. Le système de fixation de la fermeture latérale doit s'adapter à la taille du patient ou du patient. 5. Le patient tournera un cadran de chaque côté de l'horizon. En décubitus dorsal, il doit appuyer sur les cadrans pour les enclencher puis les tourner dans le sens horaire pour serrer les sangles. Tourner les cadrans simultanément pour serrer une ceinture tout en maintenant l'homologue. Tourner les cadrans jusqu'à atteindre une uniformité de compression confortable. Cette compression est généralement ajustable et peut être relâchée ou renforcée en utilisant	place du DPK. Les sangles doivent être serrées.
PRECAUTIONS Un médecin ou un praticien agréé (un « prescripteur ») pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit l'ajuster à l'utilisateur pour que l'ajustement doit fournir des	TABLEAU DES TAILLES Effectuez trois mesures circonférence 1" (25,4 cm) sous le cou 1" (25,4 cm) sous le bras 1" (25,4 cm) sous le bras La mesure doit être prise à l'endroit le plus large de la poitrine. La mesure doit être prise à l'endroit le plus large de la poitrine. La mesure doit être prise à l'endroit le plus large de la poitrine.	place du DPK. Les sangles doivent être serrées.

ORTHESIS LSO/TLSO ULTRALIGN®+ DOTE DU SYSTÈME D'AJUSTEMENT BOA®	
PRODUIT RÉSERVÉ À L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	
	NON STERILE
	NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL
LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR UN PROSCRIPTEUR D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.	
INFORMATION IMPORTANTE	Avant utilisation, lisez l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérent à l'utilisation d'une orthèse.
USAGE PRÉVU	L'orthèse Lombo-Sacro (LSO) et l'orthèse Lombo-Sacro-Tal (LSO/TLSO) Ultralign®+ , dotée du système de fermeture et d'ajustement Boa®, est destinée à l'alignement sagittal, à l'hypextension ou au support de la flexion.
INDICATIONS	Fusion post-opératoire, laminectomie post-opératoire, discotomie post-opératoire (alignement sagittal neutre); fractures de compression, discopathie dégénérative, ostéoporose, douleur chronique au bas du dos; procédure d'identification du dos (hypertension); spondylolisthésis, spondylolyse, sténose rachidienne, ostéoartrite rachidienne et syndrome des facettes (flexion).

PRECAUTIONS	- Un médecin ou un praticien agréé (un "prescripteur") pour qui l'usage et la destination de l'orthèse sont familiers, doit s'assurer d'ajuster la orthèse au patient d'après les instructions sur le port de l'orthèse, afin que les risques liés à son utilisation et la durée d'utilisation sur d'autres praticiens de santé soient réduits. Le prescripteur doit fournir des instructions aux autres praticiens de santé soignant l'utilisateur, ainsi qu'à l'utilisateur lui-même. Les présentes instructions ne remplacent pas le protocole hospitalier ou les instructions données du prescripteur. Utilisez uniquement selon les instructions. - Une utilisation prolongée peut entraîner une atrophie musculaire chez l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir besoin (1) d'une période de réadaptation après le port de l'orthèse pour recouvrer la force musculaire (2) d'exercices réguliers de physiothérapie pour maintenir la force du dos (3) d'une limitation de la durée d'utilisation ou bien (4) d'une combinaison des trois. - Vérifier que l'orthèse ne comporte pas d'éléments endommagés ou manquants avant d'utiliser. - Si l'orthèse ou certains de ses éléments sont endommagés ou se cassent, ne plus la porter et contacter le fournisseur. - Vérifier sur le patient que l'orthèse est parfaitement ajustée. NE PAS TROUVER SERRER. Vérifier régulièrement que la circulation du patient n'est pas entravée. - Consulter immédiatement votre prescripteur en cas de sensations modifiées, de réactions inhabituelles, de gonflement ou de douleur accrue lors de l'utilisation de cette orthèse. Arrêter l'utilisation si des escarres apparaissent. - Porter des vêtements sous cette orthèse. - Prendre une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires. Ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau. De plus, le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.
-------------	---

Pour positionner la ceinture postérieure sous le dos, le patient doit être assisté pour passer de la position de décubitus dorsal à la position de décubitus latéral. 1. La première étape consiste à placer une alèse sous le patient alors qu'il est toujours en position de décubitus dorsal. Placez une alèse sur une largeur de 3 à 3 1/2 pieds (91,44 cm à 106,68 cm) et faites-la glisser sous le bas du dos et les hanches du patient. La largeur de l'alèse doit s'étendre de la moitié du torse à juste en dessous du fessier. 2. Pour faire rouler le patient sur son côté droit, tendez sa jambe droite tout en gardant son genou gauche plié à un angle de 90°. Lavez son bras droit au-dessus de sa tête (son coude doit être droit) et positionnez-le à côté de son oreille droite. Placez sa main gauche	1. Lors de l'utilisation de l'extension lombaire dorsale, reporter-vous aux instructions relatives à la mise en place de l'extension LUTSLO sur le patient à l'étape 2. Avant de faire rouler le patient en décubitus dorsal, placez la DLE contre son dos sur la figure 1. Faites ensuite passer la sangle DLE et le rembourrage sous le patient. Ensuite, faites passer la sangle et le rembourrage sous l'aisselle avant de la fixer à la ceinture sur la section postérieure. Voir figure 1b. Du côté opposé, libérez la bande de fermeture, figure 1c. Veillez à placer la sangle et le rembourrage à un endroit accessible une fois le patient à nouveau positionné en décubitus dorsal. Récupérez ensuite la sangle et le rembourrage et enclenchez la bande de fermeture de sorte que le rachis ne soit pas soumis à une charge axiale. La ceinture doit toujours
---	--

ORTHESIS LSO/TLSO ULTRALIGN®+ DOTE DU SYSTÈME D'AJUSTEMENT BOA®	
PRODUIT RÉSERVÉ À L'UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT	
	NON STERILE
	NON FABRIQUÉ EN LATEX NATUREL
LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE EXIGE QUE LE PRÉSENT PRODUIT SOIT VENDU OU UTILISÉ PAR UN PROSCRIPTEUR D'UN MÉDECIN OU D'UN PRATICIEN AGRÉÉ.	
INFORMATION IMPORTANTE	Avant utilisation, lisez l'ensemble des avertissements et des instructions. Une application correcte est essentielle pour que le produit soit efficace et pour réduire le risque de rechute ou de nouvelle blessure inhérent à l'utilisation d'une orthèse.
USAGE PRÉVU	L'orthèse Lombo-Sacro (LSO) et l'orthèse Lombo-Sacro-Tal (LSO/TLSO) Ultralign®+ , dotée du système de fermeture et d'ajustement Boa®, est destinée à l'alignement sagittal, à l'hypextension ou au support de la flexion.
INDICATIONS	Fusion post-opératoire, laminectomie post-opératoire, discotomie post-opératoire (alignement sagittal neutre); fractures de compression, discopathie dégénérative, ostéoporose, douleur chronique au bas du dos; procédure d'identification du dos (hypertension); spondylolisthésis, spondylolyse, sténose rachidienne, ostéoartrite rachidienne et syndrome des facettes (flexion).

Ikke tilspidset	Lille	Mellem	Stor	X-Large	XX-Large
Xyphoid	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Talje	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Haleben	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Tilspidset	Lille	Mellem	Stor	X-Large	XX-Large
Xyphoid	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Talje	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Haleben	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Niet Afgeschuind	Klein	Middelgroot	Groot	Extra Groot	Extra Extra Groot
Xyfoïd	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Talje	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Rollhügel	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Afgeschuind	Klein	Middelgroot	Groot	Extra Groot	Extra Extra Groot
Xyfoïd	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Talje	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Rollhügel	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Ikke Avesmalind	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xiphoid	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Midjarnat	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trochantermatt	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Avesmalind	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Xiphoid	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Midjarnat	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trochantermatt	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

Bez zúžení	Malá	Střední	Velká	Velká	Velká
Xyfoïdní výběžek	79 - 89 cm	86 - 97 cm	94 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Pas	79 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Trochanter	79 - 89 cm	86 - 99 cm	97 - 107 cm	97 - 114 cm	114 - 135 cm
Zúžená	Malá	Střední	Velká	Velká	Velká
Xyfoïdní výběžek	64 - 79 cm	71 - 89 cm	81 - 97 cm	89 - 107 cm	102 - 117 cm
Pas	64 - 79 cm	74 - 91 cm	81 - 97 cm	91 - 107 cm	99 - 119 cm
Trochanter	69 - 84 cm	81 - 97 cm	89 - 104 cm	97 - 117 cm	109 - 124 cm

