


# TheRoyal

DeRoyal uses the symbols and meanings from standards ISO 15523-1. These symbols are placed next to the text explaining their meaning in this instructions for use (IFU), a complete symbols glossary is available online at [denroyal.com/symbols](http://denroyal.com/symbols) or by contacting customer service.



## EN: FOLEY CATHETER WITH TEMPERATURE SENSOR

## ES: CATÉTER DE FOLEY CON SENSOR DE TEMPERATURA

## FR: SONDE DE FOLEY AVEC CAPTEUR DE TEMPERATURE

## DE: FOLEY-KATHETER MIT TEMPERATURSENSOR

## IT: CATETERE FOLEY CON SENSORE DI TEMPERATURA

## PT: CATETER DE FOLEY COM SENSOR DE TEMPERATURA

## NL: FOLEY-KATHETER MET TEMPERATUURSENSOR

## SV: FOLEYKATETER MED TEMPERATURSENSOR

## TR: SICAKLIK SENSÖRLÜ FOLEY KATETER

## EL: ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY ΜΕ ΑΙΖΩΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

## FOLEY CATHETER WITH TEMPERATURE SENSOR

MR	MR CONDITIONAL
	<b>MEDICAL DEVICE</b>
	<b>DO NOT RESTERILIZE</b>
	<b>DO NOT REUSE</b>
	<b>STERILIZED WITH ETHYLENE OXIDE</b>
	<b>NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX</b>
<b>RX ONLY</b>	<b>FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.</b>

**IMPORTANT INFORMATION**  
Please read all warnings and instructions before use. Correct application is essential for proper product function and to reduce the risk of injury.

**INTENDED USE**  
The DeRoyal Foley Catheter with Temperature Sensor is to be used for drainage of the urinary bladder and simultaneous monitoring of core body temperature.

**INDICATIONS**  
Foley catheterization is recommended when continuous bladder drainage is required in the absence of voluntary micturition, after surgery or trauma of the pelvic organs, in the presence of obstruction or paralysis, and as a means to evaluate urine output in patients having fluid management problems.

**DESCRIPTION**  
The Foley Catheter with Temperature Sensor consists of a temperature-sensing wire set secured inside a silicone catheter. The catheter's balloon inflation system is terminated with a luer tip syringe-actuated, self-sealing valve. The device is available in 8 - 18 French size. The French size and balloon volume are designated on the catheter.

The wire set is secured within the lumen of the foley catheter. The temperature sensor is located near the distal tip of the catheter. The connector at the proximal end interfaces with DeRoyal approved cables for connection to a monitoring unit. The temperature monitoring sensor is available in 400 or 700 series configurations for connection to a compatible monitoring unit. Consult the user manual for the patient monitor to ensure compatibility.

**WARNING**  
The patient should be routinely monitored for urine output to minimize risk of urine retention.  
Use aseptic technique in patient preparation and catheter care.  
Follow accepted medical techniques during removal of catheter to minimize risk for patient infection or injury.  
Carefully inspect the packaging and device for damage or defect. **DO NOT** use if the packaging is open or the device is damaged.

**DO NOT** use device on a patient with weak bladder walls.  
Chronic catheter use increases the risk of bladder retention, urinary tract infection or other adverse event. Minimize catheterization duration following accepted clinical practice. If resistance to flow in the catheter develops, then the catheter should be changed.  
Dispose of device according to facility protocol.  
**DO NOT** store device in extreme temperature or a moist environment.  
This device is for single patient use only. It is not intended for disinfection and subsequent re-use, which may result in device failure and/or create the risk of contamination.  
**DO NOT** use an expired device.  
Prior to removing the catheter, deflate the balloon by inserting the luer tip of an empty syringe into the valve and aspirating the solution completely. If the balloon does not collapse after attempting this step, then sever the

valve arm. If balloon still does not deflate, call physician.

### ADVERSE REACTIONS

The following have been reported to be associated with the use of foley catheter and/or temperature sensors, especially during prolonged use:

- bladder spasms
- electric burns due to aberrant electrosurgical current
- encrustations with urinary salts
- kidney or bladder stones
- septicemia
- urethral discharge
- urethritis
- urethrocutaneous fistulae
- urinary tract infection or irritation

### CAUTIONS

- Take proper care to not damage the insulation prior to or during use.
- Prior to insertion, test the balloon inflation and deflation. The balloon should be fully deflated before insertion.
- Follow the recommended balloon inflation volume printed on the product and use sterile water for inflation.
- Select the appropriate size catheter using expert clinical and medical judgment.
- Lubricate catheter with a suitable water soluble lubricant prior to insertion
- Deflate the balloon prior to removal of the catheter.
- DO NOT** use a needle to puncture the catheter wall for aspiration. Leaks may occur.
- DO NOT** intertwine the cables, especially the monitor cables with the electrosurgical unit's cables.
- The operation of the patient temperature monitor may be temporarily affected during electrosurgical activations. Unusual temperature readings should be checked.
- The catheter is intended to be used with DeRoyal-approved interface cables. Use with an incompatible cable may affect performance.

### DIRECTIONS FOR USE

- Use aseptic technique in patient preparation and catheter care.
- Verify the compatibility of the catheter, interface cable, and patient monitor before use.
- Remove the Foley Catheter with Temperature Sensor from its sterile package.
- Lubricate the catheter with a suitable water soluble lubricant and insert using acceptable medical techniques.
- Make sure that the catheter is draining properly before inserting the balloon.
- To inflate the balloon, insert a luer tip syringe filled with the recommended amount of sterile water into the valve. Depress the plunger. The valve will seal when the syringe tip is withdrawn.
- Attach drainage tubing and bag.
- Secure the catheter, drainage tubing and bag in place by following accepted medical technique.
- Connect the temperature probe to the appropriate reusable cable from DeRoyal. Connect the cable to the patient monitor. Secure the cable using the drape clip.
- Follow the directions for use of the patient temperature monitor instrument.
- Prior to removing the catheter, deflate the balloon by inserting the luer tip of an empty syringe into the valve and aspirating the solution completely.
- If balloon still does not collapse after attempting to perform #10 above, sever the valve arm. If balloon still does not deflate, call physician.
- Remove the catheter following accepted medical techniques.
- Disconnect the probe (at the connector) and discard probe. To disconnect, grasp both connectors firmly and pull. **DO NOT** pull on cable or wire.
- Dispose of probe according to facility protocol.

### MR COMPATIBILITY

The MR Catheter with Temperature Sensor was determined to be MR Conditional according to the terminology specified in the American Society

- Éliminer le dispositif conformément au protocole de l'établissement.
- NE PAS** stocker le dispositif à température extrême ou en environnement humide.
- Ce dispositif est réservé à l'utilisation sur un seul patient. Il n'est pas destiné à être désinfecté et réutilisé sous peine de mal fonctionner et/ou d'engendrer un risque de contamination.
- NE PAS** utiliser le dispositif dont la date de péremption est dépassée.
- Avant de retirer la sonde, dégonfler le ballon en insérant l'embout Luer d'une seringue vide dans la valve et en aspirant toute la solution. Si le ballon ne se dégonfle pas après cette opération, couper la tige de la valve. Si le ballon ne se dégonfle toujours pas, appeler un médecin.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les réactions suivantes ont été rapportées en association avec l'utilisation de sondes de Foley et/ou de capteurs de température, en particulier en cas d'utilisation prolongée:

- spasmes de la vessie
- brûlures électriques dues à un courant électrochirurgical aberrant
- incrustations de sels urinaires
- calculs rénaux ou vésicaux
- septicémie
- écoulement urétral
- urétrites
- fistules uréthro-cutanées
- infections ou irritations des voies urinaires

### PRÉCAUTIONS

- Veiller soigneusement à ne pas endommager l'isolation avant et pendant l'utilisation.
- Si la température n'est pas correctement mesurée, vérifier tous les branchements. Si le problème persiste, jeter le dispositif et utiliser un nouveau capteur.
- La stabilisation du capteur de température peut prendre un certain temps. Si le temps de réponse est excessif, jeter le dispositif et le remplacer.
- Veiller à **NE PAS** mouiller le câble et le connecteur.
- Avant l'insertion, tester le pontage et le dégonflage du ballon. Le ballon doit être totalement dégonflé avant son insertion.
- Respecter le volume recommandé pour le gonflage du ballon, imprimé sur le produit, et utiliser de l'eau stérile pour le gonflage.
- Choisir une sonde de taille appropriée en faisant preuve d'un bon jugement clinique et médical.
- Lubrifier la sonde avec un lubrifiant hydrosoluble approprié avant une insertion suivant les techniques médicales reconnues.
- Dégonfler le ballon avant le retrait de la sonde de Foley.
- NE PAS** utiliser d'aiguille pour percer la paroi de la sonde pour l'aspiration.
- Ne fût-ils pousés, ne produire.
- NE PAS** emmêler les câbles, en particulier ceux du moniteur, avec les câbles du bloc électrochirurgical.
- Le fonctionnement du moniteur de température du patient peut être temporairement affecté pendant les procédures d'activation électrochirurgicale. Procéder à des vérifications en cas de valeurs de température inhabituelles.
- La sonde est conçue pour être utilisée avec des câbles d'interface approuvés par DeRoyal. Une utilisation avec un câble non compatible peut affecter les performances.

### MODE D'EMPLOI

- Utiliser une technique aseptique pour préparer le patient et manipuler la sonde.
- Vérifier la compatibilité de la sonde, du câble d'interface et du moniteur du patient.
- Extraire la sonde de Foley avec capteur de température de son emballage stérile.
- Lubrifier la sonde avec un lubrifiant hydrosoluble approprié et l'insérer en suivant les techniques médicales reconnues.
- S'assurer que la sonde assure un drainage approprié avant d'insérer le ballon.
- Dégonfler le ballon en insérant dans la valve l'embout Luer d'une seringue remplie de la quantité recommandée d'eau stérile. Enfoncer le piston. La valve se ferme hermétiquement lorsque l'embout de la seringue est retiré.

For Testing and Materials (ASTM) International designation: Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment, and other related standards.

This Foley Catheter with Temperature Sensor is safe for use with MR imaging, when utilized in compliance with the instructions located here: [www.denroyal.com/foley-catheter-mr-compatibility](http://www.denroyal.com/foley-catheter-mr-compatibility) or by calling: 1-800-251-9864. **WARNING: USE OUTSIDE OF THESE PARAMETERS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**

### OPERATING SPECIFICATIONS

- Rated output range: 25° to 45° Celsius
- The reference body site is the core body temperature.
- The measuring site is the Bladder.
- Accurate to +/- 0.2° Celsius
- Time response:
  - The temperature probe has a direct mode of operation.
  - The maximum heating transient time is 1 minute
  - The maximum cooling transient time is 30 seconds

### STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	<b>KEEP DRY</b>
	<b>KEEP AWAY FROM SUNLIGHT</b>
	<b>DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED</b>
	<b>RELATIVE HUMIDITY: 85% NON-CONDENSING</b>
	<b>STORAGE TEMPERATURE: 25° C TO + 55° C</b>
	<b>OPERATING TEMPERATURE: 25° C TO 45° C</b>

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

### WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

- Se deberá vigilar regularmente al paciente para controlar la diuresis y para minimizar el riesgo de retención de orina.
- Utilice una técnica aseptica para la preparación del paciente y la manipulación del catéter.
- Emplee las técnicas médicas aceptadas durante la extracción del catéter para minimizar el riesgo de infección o lesión del paciente.
- Inspeccione cuidadosamente el envase y el producto para identificar daños o defectos. No utilice el dispositivo si el envase está abierto o el dispositivo está dañado.
- No utilice el dispositivo en un paciente con paredes de la vejiga debiles.
- El uso crónico del catéter incrementa el riesgo de retención urinaria, infección del tracto urinario o algún otro efecto adverso. Reduzca al mínimo la duración de la cateterización siguiendo las prácticas clínicas aceptadas. Si en el catéter se desarrolla una resistencia al flujo, se debe cambiar el catéter.
- Elimine el dispositivo según el protocolo de desechos médicos.
- No almacene el dispositivo a temperaturas extremas ni en lugares húmedos. Este dispositivo se debe utilizar en un solo paciente. No se puede desinfectar y volver a utilizar, puesto que podían producirse fallos en el producto o crearse

- Éliminer le dispositif conformément au protocole de l'établissement.
- Fixer le tube de drainage et le pocher.
- Installer fermement la sonde, le tube de drainage et la poche à leur place, en suivant les techniques médicales reconnues.
- Raccorder la sonde de température au câble réutilisable DeRoyal approprié. Brancher ensuite le câble sur le moniteur de patient. Fixer le câble au moyen de la pince pour drap.
- Respecter les instructions d'utilisation du moniteur de température du patient.
- Avant de retirer la sonde, dégonfler le ballon en insérant l'embout Luer d'une seringue vide dans la valve et en aspirant toute la solution.
- Si le ballon ne se dégonfle pas après avoir essayé d'excécuter l'étape 10 ci-dessus, couper la tige de la valve. Si le ballon ne se dégonfle toujours pas, appeler un médecin.
- Retirer la sonde en suivant les techniques médicales reconnues.
- Débrancher le capteur (au niveau du connecteur) et l'éliminer. Pour débrancher le capteur, saisir fermement les deux connecteurs et tirer. **NE PAS** tirer directement sur le câble ou le fil.
- Éliminer la sonde conformément au protocole de l'établissement.

### COMPATIBILITÉ IRM

La sonde de Foley avec capteur de température est conçue pour être compatible IRM, conformément à la terminologie indiquée dans la désignation internationale de l'American Society for Testing and Materials (ASTM). Pratiques normalisées relatives au marquage des appareils médicaux et des éléments de sûreté directs dédiés aux environnements de résonance magnétique, et autres normes associées.

### CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	<b>GARDER AU SEC</b>
	<b>TENIR À L'ÉLOI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL</b>
	<b>NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ</b>
	<b>HUMIDITÉ RELATIVE: 85 % SANS CONDENSATION</b>
	<b>TEMPERATURE DE STOCKAGE: 25° C A +55° C</b>
	<b>TEMPERATURE DE SERVICE: 25° C A 45° C</b>

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

### GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ÉCRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULÉ.**

## CATÉTER DE FOLEY CON SENSOR DE TEMPERATURA

MR	COMPATIBILIDAD CON RM EN CONDICIONES ESPECIFICAS
	<b>DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>
	<b>NO VOLVER A ESTERILIZAR</b>
	<b>NO REUTILIZAR</b>
	<b>ESTERILIZADA CON ÓXIDO DE ETILENO</b>
	<b>NO REALIZADA CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL</b>
<b>SOLUBILIDAD PRESCRIPCIÓN BIOMATERIA</b>	<b>LA LEY FEDERAL DE E. UU. EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO O PROFESIONAL SANITARIO AUTORIZADO PARA EL USO Y LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO.</b>

### IMPORTANTE

Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada y para reducir el riesgo de lesiones.

### USO PREVISTO

El catéter de Foley con sensor de temperatura de DeRoyal® debe ser utilizado únicamente para el drenaje de la vejiga urinaria y el monitoreo simultáneo de la temperatura corporal central.

### INDICACIONES

Se recomienda la cateterización de Foley cuando se requiera el drenaje continuo de la vejiga en ausencia de micción voluntaria, después de cirugía o traumatismo de los órganos pélvicos, en presencia de obstrucción o parálisis, y como medio para evaluar la diuresis en pacientes con problemas de control de líquidos.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El catéter de Foley con sensor de temperatura está compuesto por un conjunto de cables sensores de temperatura asegurado dentro de un catéter de silicona. El sistema de inflado de balón del catéter cuenta con una punta con conexión Luer accionada mediante jeringa y una válvula de sellado automático. El dispositivo está disponible en tamaños de 8 a 18 Fr. El tamaño en Fr y el volumen del balón aparecen indicados en el catéter.

El conjunto de cables se encuentra asegurado dentro del lumen del catéter de Foley. El sensor de temperatura está situado cerca de la punta distal del catéter. El conector en el extremo proximal se comunica mediante cables aprobados por DeRoyal con una unidad de control. El sensor de control de temperatura se encuentra disponible para las configuraciones con series 400 y 700 para su conexión con una unidad de control compatible. Consulte el manual de uso del monitor del paciente para confirmar la compatibilidad.

### ADVERTENCIA

- Se deberá vigilar regularmente al paciente para controlar la diuresis y para minimizar el riesgo de retención de orina.
- Utilice una técnica aseptica para la preparación del paciente y la manipulación del catéter.
- Emplee las técnicas médicas aceptadas durante la extracción del catéter para minimizar el riesgo de infección o lesión del paciente.
- Inspeccione cuidadosamente el envase y el producto para identificar daños o defectos. No utilice el dispositivo si el envase está abierto o el dispositivo está dañado.
- No utilice el dispositivo en un paciente con paredes de la vejiga debiles.
- El uso crónico del catéter incrementa el riesgo de retención urinaria, infección del tracto urinario o algún otro efecto adverso. Reduzca al mínimo la duración de la cateterización siguiendo las prácticas clínicas aceptadas. Si en el catéter se desarrolla una resistencia al flujo, se debe cambiar el catéter.
- Elimine el dispositivo según el protocolo de desechos médicos.
- No almacene el dispositivo a temperaturas extremas ni en lugares húmedos. Este dispositivo se debe utilizar en un solo paciente. No se puede desinfectar y volver a utilizar, puesto que podían producirse fallos en el producto o crearse

## FOLEY-KATHETER MIT TEMPERATURSENSOR

MR	BEDEUTIG MR-SICHER
	<b>MEDIZINPRODUKTE</b>
	<b>NICHT ERNEUT STERILISIEREN</b>
	<b>NICHT WIEDERVERWENDEN</b>
	<b>STERILISIERT MIT ETHYLENOXID</b>
	<b>ENTHALT KEINEN NATURKAUTSCHUK</b>
<b>VOR NUTZUNG ZUR VERPACKUNG ÖFFNEN. PFLIEGEBEWEISUNG BEFOLGEN.</b>	<b>NACH US-AMERIKANISCHEM RECHT DAFÜR DIESES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT ZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRÄFTIG ODER AUF ÄRZTLICHE VERORDNUNG HIN ABGEBEHN WERDEN.</b>

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch alle Warnhinweise und Anweisungen. Eine korrekte Anpassung ist grundlegend für die einwandfreie Funktionssicherheit des Produkts und für die Reduktion der Verletzungsgefahr.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Der Foley-Katheter mit Temperatursensor von DeRoyal® ist zur Verwendung für die Harnableitung aus der Blase und die gleichzeitige Kontrolle der Körpertemperatur bestimmt.

Die Verpackung und das Produkt sind sorgfältig auf Beschädigungen und Mängel prüfen. **NICHT** verwenden, wenn die Verpackung geöffnet wurde oder das Produkt beschädigt ist.

Die Vorrichtung nicht an Patienten mit schwacher Blasenwand verwenden. Chronische Katheterisierung erhöht die Gefahr von Harnretention, Harnwegsinfekten und anderen Nebenwirkungen. Die Dauer der Katheterisierung ist unter Befolgung akzeptierter klinischer Praxis zu minimieren. Falls sich im Katheter Strömungs widerstand aufbauen sollte, muss er ausgetauscht werden.

Die Vorrichtung gemäß Klinikprotokoll entsorgen.

Die Vorrichtung **NICHT** bei Extremtemperaturen oder in feuchter Umgebung aufbewahren.

- Bei der Vorbereitung des Patienten und der Katheterpflege keimfreie Technik anwenden.
- Zur Minimierung der Risiken von Infektionen oder Verletzungen des Patienten ist bei der Entfernung des Katheters allgemein anerkannte medizinische Technik anzuwenden.
- Die Verpackung und das Produkt sorgfältig auf Beschädigungen und Mängel prüfen. **NICHT** verwenden, wenn die Verpackung geöffnet wurde oder das Produkt beschädigt ist.
- Empfänger die klinischen Empfehlungen befolgen. Chronische Katheterisierung erhöht die Gefahr von Harnretention, Harnwegsinfekten und anderen Nebenwirkungen. Die Dauer der Katheterisierung ist unter Befolgung akzeptierter klinischer Praxis zu minimieren. Falls sich im Katheter Strömungs widerstand aufbauen sollte, muss er ausgetauscht werden.
- Die Vorrichtung gemäß Klinikprotokoll entsorgen.
- Die Vorrichtung **NICHT** bei Extremtemperaturen oder in feuchter Umgebung aufbewahren.

- riesgos de contaminación.
- No utilice el dispositivo después de su vencimiento.
- Antes de extraer el catéter, desinfele el balón insertando el conector Luer de una jeringa vacía en la válvula y aspirando completamente la solución. Si el balón no se contrae después de seguir las instrucciones indicadas en este punto, corte el brazo de la válvula. Si el balón sigue sin desinflarse, llame al médico.

### REACCIONES ADVERSAS

Se han notificado casos de los siguientes problemas con el uso del catéter de Foley y/o sensores de temperatura, especialmente durante usos prolongados:

- espasmos de la vejiga
- quemaduras eléctricas debidas a corriente electroquirurgica atipica
- incrustaciones con sales de la orina
- cálculos renales y biliares
- septicemia
- descarga uretral
- uretritis
- fistulas urethrocutánneas
- irritación o infección del tracto urinario

### PRECAUCIONES

- Tenga cuidado de no dañar el aislamiento antes o durante el uso.
- Si la temperatura no se lee correctamente, compruebe todas las conexiones. Si el problema persiste, desinfecte el sensor y utilice uno nuevo.
- La sonda puede tardar algun tiempo en estabilizarse. Si el tiempo de respuesta es excesivo, desinfecte y sustitúvala.
- Cerciórese de que el cable y el conector no se mojen.
- Antes de la inserción, compruebe que el balón se infla y desinfla adecuadamente. El balón debe estar completamente desinflado para poder realizar la inserción.
- Críase al volumen recomendado de inflado del balón que figura impreso en el producto y utilice agua estéril para el inflado.
- Seleccione el catéter de tamaño adecuado con un criterio clínico y médico experto.
- Lubrique el catéter con un lubricante estéril hidrosoluble adecuado antes de la inserción.
- Desinfele el balón antes de retirar el catéter.
- NO** utilice una aguja para perforar la pared del catéter para la aspiración.
- Pueden producirse fugas.
- NO** entrelace los cables, especialmente los del monitor, con los del electroblástico.
- El funcionamiento del monitor de temperatura del paciente puede verse afectado momentáneamente durante la activación del electroblástico. Por tanto, deberán verificarse las lecturas anómalas de temperatura.
- El uso previsto del catéter es con cables de interfaz aprobados por DeRoyal. Su uso con un cable incompatible puede afectar el funcionamiento.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Utilice una técnica aseptica para la preparación del paciente y la manipulación del catéter.
- Antes de usar, verifique la compatibilidad de la sonda, cable de interfaz y el monitor del paciente.
- Extraiga el catéter de Foley con sensor de temperatura de su embalaje estéril. Lubrique el catéter con un lubricante estéril hidrosoluble adecuado e insértelo utilizando técnicas médicas adecuadas.
- Asegúrese de que el catéter realiza el drenaje de forma correcta antes de conectar el balón.
- Para inflar el balón, inserte la jeringa con conexión de tipo Luer llena con la cantidad recomendada de agua estéril en la válvula (es decir, 3 o 5 cc). Presione el émbolo. La válvula se sellará al retirar la punta de la jeringa.
- Acoople los tubos de drenaje y la bolsa.
- Fije el catéter, los tubos de drenaje y la bolsa en su posición, utilizando una técnica médica aceptada.
- Conecte la línea de temperatura al cable reutilizable compatible de DeRoyal. Conecte el cable al monitor del paciente. Fije el cable utilizando la pinza para paños.
- Conecte la línea de temperatura al cable reutilizable compatible de DeRoyal. Conecte el cable al monitor del paciente. Fije el cable utilizando la pinza para paños.
- Antes de extraer el catéter, desinfele el balón insertando el conector Luer de una jeringa vacía en la válvula y aspirando completamente la solución.
- Si el balón no se contrae después de seguir las instrucciones establecidas en el punto 10 anterior, corte el brazo de la válvula. Si el balón sigue sin desinflarse, llame al médico.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einpatientengebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Desinfektion und anschließende Wiederverwendung bestimmt. Dabei könnte es zum Versagen des Produkts und/oder zu Kontaminationsgefahr kommen.

- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Vor der Entfernng des Katheters den Ballon entleeren, indem die Luer-Spritze einer leeren Spritze ins Ventil gesteckt und die Lösung komplett abgesaugt wird.
- Die Katheter dürfen nicht kollabieren, den Ventillarm durchziehen, Falls der Ballon noch immer nicht entleert werden kann, den Arzt rufen.

### NEBENWIRKUNEN

Die folgenden wurden insbesondere in Verbindung mit der Langzeitanwendung von Foley-Kathetern und/oder Temperatursensoren berichtet:

- Blasenkrämpfe
- elektrische Verbrennungen aufgrund der Fehlleitung von HF-Strömen
- Harnwegsinfekte
- Nieren- oder Blasensteine,
- Sepsis
- Harnröhrenausfluss
- Harnröhrenentzündung
- urethrotukanen Zisteln
- Harnwegsinfekte oder Reizungen

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Sorgfältig darauf achten, dass die Isolierung nicht vor oder während des Gebrauchs beschädigt wird.
- Wenn die Temperatur nicht richtig angezeigt werden, alle Anschlüsse überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Sensor entsorgen und einen neuen verwenden.
- Widrigerweise benötigt die Sonde einige Zeit für die Stabilisierung der Messwerte. Falls die Reaktionszeit übermäßig lang ist, die Vorrichtung verworfen und ersetzen.
- Vor dem Einbringen prüfen, ob der Ballon einwandfrei gefüllt und wieder entleert werden kann. Vor dem Einbringen ist der Ballon vollständig zu entleeren.
- Das am Produkt aufgedruckte empfohlene Füllvolumen des Ballons einhalten und steriles Wasser zum Füllen verwenden.
- Unter Einsatz klinischer Expertise und medizinischen Fachwissens die geeignete Überwachungsgeräte. Zur Überprüfung der Kompatibilität der Gebrauchsanleitung des Patientenmonitors zu Rate ziehen.
- Den Katheter vor dem Einführen anhand allgemein akzeptierter medizinischer Praxis mit einem geeigneten wasserlöslichen Gleitmittel abgleiten lassen.
- Den Balloninhalt vor dem Entfernen des Katheters ablassen.
- Die Katheterwand **NICHT** zur Aspiration mit einer Nadel durchstechen. Dabei könnten Leckagen auftreten.
- Die Kabel, insbesondere die Monitorkabel, **NICHT** mit den Kabeln des Elektrochirurgiegeräts verschlingen.
- Die Funktion des Patiententemperatur-Monitors kann vorübergehend während der Aktivierung der elektrochirurgischen Geräte beeinträchtigt sein. Ungewöhnliche Temperaturwerte sind zu überprüfen.
- Der Katheter ist für die Verwendung mit von DeRoyal zugelassenen Verbindungsblechen bestimmt. Die Verwendung mit inkompatiblen Kabeln kann die Leistung beeinträchtigen.

### ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Bei der Vorbereitung des Patienten und der Katheterpflege keimfreie Technik anwenden.
- Die Kompatibilität von Sonde, Verbindungskabel und Patientenmonitor vor Gebrauch prüfen.
- Den Foley-Katheter mit Temperatursonde aus der sterilen Packung nehmen.
- Den Katheter mit einem geeigneten wasserlöslichen Gleitmittel gleichförmig machen und mit allgemein akzeptierter medizinische Technik einführen.
- Sicherstellen, dass der Katheter angemessen abklebt, bevor der Ballon eingeführt wird.
- Zum Füllen des Ballons eine Spritze mit Luer-Spritze mit der empfohlenen Verbindungskabeln bestimm. Die Verwendung mit inkompatiblen Kabeln kann die Leistung beeinträchtigen.
- Den Katheter ist für die Verwendung mit von DeRoyal zugelassenen Verbindungsblechen bestimmt. Die Verwendung mit inkompatiblen Kabeln kann die Leistung beeinträchtigen.
- Katheter, Ableitungsschlauch und -beutel anhand allgemein akzeptierter Technik anwenden.

### COMPATIBILIDAD CON RM

Se ha determinado que el catéter de Foley con sensor de temperatura es seguro para su uso en ciertas condiciones de RM según la terminología especificada por la ASTM (American Society for Testing and Materials) International en «Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment». Prácticas para la maracón de dispositivos médicos y otros elementos para la seguridad en las salas de resonancia magnética) y en otras normas relacionadas.

El uso de este catéter de Foley con sensor de temperatura es seguro en la RM, cuando se utiliza siguiendo las instrucciones disponibles aquí: [www.denroyal.com/foley-catheter-mr-compatibility](http://www.denroyal.com/foley-catheter-mr-compatibility) o llamando al siguiente número: 1-800-251-9864. **ADVERTENCIA: EL USO FUERA DEL RANGO DE ESTOS PARÁMETROS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.**

### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango operativo: 25° a 45° Celsius
- La parte del cuerpo de referencia es la temperatura corporal central del paciente.
- El lugar de medición es la vejiga.
- Preciso en +/- 0.2° Celsius
- Tiempo de respuesta:
  - La sonda de temperatura posee un modo de funcionamiento directo.
  - El tiempo máximo de calentamiento es 1 minuto.
  - El tiempo máximo de enfriamiento es 30 segundos

### CONDICIONES DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

	<b>MANTENGASE SECO</b>
	<b>MANTENGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR</b>
	<b>NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO</b>
	<b>HUMEDAD RELATIVA: 85 % SIN CONDENSACION</b>
	<b>TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: DE 25° C A +55° C</b>
	<b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE 25° C A </b>

## CATERE FOLEY CON SENSORE DI TEMPERATURA

<b>MR</b>	<b>A COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA</b>
<b>MD</b>	<b>DISPOSITIVI MEDICI</b>
	<b>NON RISTERILIZZARE</b>
	<b>NON RIUTILIZZARE</b>
<b>STERILE/O</b>	<b>STERILIZZATO AD OSSIDO DI ETILENE</b>
	<b>NON IN LATICE DI GOMMA NATURALE</b>
<b>SOLO SU</b>	<b>LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEI PRODOTTI DISPOSITIVI A CAVI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.</b>

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

 Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto e fondamentale per garantirne il regolare funzionamento e ridurre il rischio di lesioni.

### USO PREVISTO

Il catetere Foley DeRoyal™ con sensore di temperatura è destinato all'uso per il drenaggio della vescia urinaria e il monitoraggio simultaneo della temperatura corporea interna.

### INDICAZIONI

L'uso del catetere Foley è raccomandato quando è richiesto uno svuotamento continuo della vescia in assenza di minzione volontaria, a seguito di un intervento chirurgico o trauma agli organi pelvici, in presenza di ostruzione o paralisi e come strumento per valutare la diuresi in pazienti con problemi di gestione dei liquidi.

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il catetere Foley con sensore di temperatura consiste di un set di cavi termosensibili fissato all'interno di un catetere di silicone. Il sistema di gonfiaggio del palloncino del catetere è dotato di una valvola autorigilante attivata da una siringa con punta Luer-lock. Il dispositivo è conforme alle norme ANSI e della scala French. La misura della scala French e il volume del palloncino sono riportati sul catetere.

Il set di cavi è fissato all'interno del lumen del catetere Foley. Il sensore di temperatura si trova in prossimità della distale del catetere. Il connettore all'estremità prossimale si interfaccia con cavi approvati da DeRoyal per il collegamento a un'unità di monitoraggio. Il sensore di monitoraggio della temperatura è disponibile nelle configurazioni di serie 400 o 700 per il collegamento a un'unità di monitoraggio compatibile. Consultare il manuale d'uso del monitor del paziente per verificare la compatibilità.

### AVVERTENZA

- Monitorare regolarmente la diuresi del paziente per ridurre al minimo il rischio di ritenzione urinaria.
- Usare una tecnica asettica per la preparazione del paziente e la manipolazione del catetere.
- Seguire le tecniche mediche approvate durante la rimozione del catetere per ridurre al minimo il rischio di infezione o lesione del paziente.

- Controllare con attenzione la confezione e il dispositivo non presentino danni o difetti. **NON** utilizzare se la confezione è aperta o il dispositivo è difettoso.
- NON** utilizzare il dispositivo su un paziente con pareti vescicali deboli.
- NON** cronico del catetere aumenta il rischio di ritenzione urinaria, infezione delle vescie o altro evento avverso. Ridurre al minimo il tempo di permanenza nel catetere secondo la pratica clinica approvata. Se si sviluppa resistenza al flusso nel catetere, sostituire il catetere.
- SMALTIRE** il dispositivo in base al protocollo della propria struttura.
- NON** conservare il dispositivo in condizioni di temperatura estreme o in un ambiente umido.
- Questo dispositivo è destinato all'uso su un singolo paziente. **NON** è concepito per riutilizzo.

## FOLEY-KATHETER MET TEMPERATUURENSOR

<b>MR</b> -CONDITIOEEL	<b>MR-CONDITIOEEL</b>
<b>MD</b>	<b>MEDISCHE HULPMIDDELEN</b>
	<b>NIET HERSTERILISEREN</b>
	<b>NIET OPNIEUW GEBRUIKEN</b>
<b>STERILE/O</b>	<b>GESTERILISEERD MET ETYLENOXIDE</b>
	<b>NIET VERPAKKINGSMATERIAAL NIET VERWIJDEREN</b>
<b>GEBRUIK</b>	<b>VOEGS DE FEDERALIE VERBODINGEN IN DE VS MAC DT PRODUCT UITSCHUTTEN VOEDREN VERKOOKT OF GEKOOKT DOOR DE AANWZINGEN VAN EEN GEZONDHEIDSWERKER.</b>

### BELANGRIJK INFORMATIE

 Lees vóór gebruik alle waarschuwingen en instructies door. Voor een goede werking van het product en om de kans op letsel te verkleinen, is het essentieel dat het product op de juiste manier wordt aangebracht.

### BEOOGD GEBRUIK

De DeRoyal™ Foley-katheter met temperatuursensor is bedoeld voor drainage van de urinblaas en het tegelijkertijd meten van de kernlichaamstemperatuur.

### INDICATIES

Het gebruik van Foley-katheterisatie wordt aanbevolen wanneer de blaas voortdurend moet worden ontlast. Het is ook geschikt voor patiënten met urinewegern, na chirurgie of trauma van de bekkenorganen, bij aanwezigheid van obstructie of prolaps, of als een middel om de urineafgifte te beoordelen bij patiënten met polyvalente bevoeringproblemen.

### VOORZORGTREKKELEN

- De draad is in het lumen van de Foley-katheter bevestigd. De temperatuursensor is ter hoogte van de distale tip van de katheter aangebracht. De connector aan het proximale uiteinde is aangeloten op kabels die door de DeRoyal zijn goedgekeurd voor aansluiting op een bewakingsseenheid. De temperatuursensor is verkrijgbaar in configuraties voor 400 en 700-serie voor aansluiting op een compatibele bewakingsseenheid. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de patiëntmonitor om de compatibiliteit te controleren.

**WAARSCHUWING**

- De urineafgifte van de patiënt dient routinematig te worden gecontroleerd om het risico van urineretentie tot een minimum te beperken.
- Gebruik asseptische technieken om de patiënt voor te bereiden en bij de verzorging van de katheter.
- Volg bij het verwijderen van de katheter aanvaarde medische technieken om het risico van infectie of letsel bij de patiënt tot een minimum te beperken.
- Controleer de verpakking en het hulpmiddel zorgvuldig op beschadiging of defect. **NIET** gebruiken als de verpakking of het hulpmiddel beschadigd is.
- Gebruik het hulpmiddel **NIET** bij een patiënt met zwakke blaaswand.
- Chronisch gebruik van een katheter verhoogt het risico van urineretentie, infectie van de urineweg en andere bijwerkingen. Beperk de katheterisatieduur tot een minimum en volg de aanvaarde klinische praktijk. Als er in de katheter een stromingsweerstand ontstaat, moet de katheter worden vervangen.
- Voer het hulpmiddel af volgens het protocol van uw instelling.
- Bewaar het hulpmiddel **NIET** in extreme temperaturen of in een vochtige omgeving.

De draad is in het lumen van de Foley-katheter bevestigd. De temperatuursensor is ter hoogte van de distale tip van de katheter aangebracht. De connector aan het proximale uiteinde is aangeloten op kabels die door de DeRoyal zijn goedgekeurd voor aansluiting op een bewakingsseenheid. De temperatuursensor is verkrijgbaar in configuraties voor 400 en 700-serie voor aansluiting op een compatibele bewakingsseenheid. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de patiëntmonitor om de compatibiliteit te controleren.

- WAARSCHUWING**
- De urineafgifte van de patiënt dient routinematig te worden gecontroleerd om het risico van urineretentie tot een minimum te beperken.
- Gebruik asseptische technieken om de patiënt voor te bereiden en bij de verzorging van de katheter.
- Volg bij het verwijderen van de katheter aanvaarde medische technieken om het risico van infectie of letsel bij de patiënt tot een minimum te beperken.
- Controleer de verpakking en het hulpmiddel zorgvuldig op beschadiging of defect. **NIET** gebruiken als de verpakking of het hulpmiddel beschadigd is.
- Gebruik het hulpmiddel **NIET** bij een patiënt met zwakke blaaswand.
- Chronisch gebruik van een katheter verhoogt het risico van urineretentie, infectie van de urineweg en andere bijwerkingen. Beperk de katheterisatieduur tot een minimum en volg de aanvaarde klinische praktijk. Als er in de katheter een stromingsweerstand ontstaat, moet de katheter worden vervangen.
- Voer het hulpmiddel af volgens het protocol van uw instelling.
- Bewaar het hulpmiddel **NIET** in extreme temperaturen of in een vochtige omgeving.

## SICAKLIK SENSÖRLÜ FOLEY KATETER

<b>MR</b>	<b>MR UYGUNLUĞU</b>
<b>MD</b>	<b>TIBBİ ÇİHAZ</b>
	<b>TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN</b>
	<b>TEKRAR KULLANMAYIN</b>
<b>STERILE/O</b>	<b>ETİLENE OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR</b>
	<b>DOĞAL KAUKÇUK LATEKS İÇERMEZ</b>
<b>REÇETEYE TABİDİR</b>	<b>A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU ÇİHAZ SADECE BİR DOKTOR VEYA UYGUN SEKTÖRLE UYGUNLUĞU) TARAFINDAN İZİN ALINMAYI BEKLERKEN SATILABİLİR.</b>

### ÖNEMLİ BİLGİLER

 Lütfen kullandandan önce tüm uyarıları ve talimatları dikkatlice okuyun. Doğru uygulama ününüzün doğru çalışması ve yararlanma riskinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

### KULLANIM AMACI

Sicaklık Sensörlü DeRoyal™ Foley Kateteri mesanenin boğaltılması ve ezamaları olarak öncelikli izlenmesi için kullanılır.

### ENDİKASYONLAR

Foley Kateterizasyonu istemli idrar yapma yokluğunda, yanlış organları cerrahisi veya travması sonrası, obstrüksiyon veya paraliz durumda ve/ya sık sık problemleri olan hasta hastalarda idrar çıkım değerlendirilmesini bir yolu olarak sürekli mesane drenajı gerektirdiğinde önerilir.

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bu seti Foley kateterini lümeni içinde sabitlediğimiz. Sicaklık sensörlü kateterin distal ucunun yanarda bulunuşu. Proksimal uçtaki konektör; bir izleme ünitesi ile bağlantılıdır. Bu DeRoyal onaylı kablolarda ayrıca olarak. Sicaklık izleme sensörü, uyunlu bir izleme ünitesi bağlantılı için 400 veya 700 serisi konfigürasyonlarında mevcuttur. Uyumlu kullanim için olmak için hasta monitoru kullanim kılavuzuna bakın.

- UYARI**
- İdrarın tutulmasını riskini en aza indirmek için hastanın idrar çıkışı düzenli olarak izlenmelidir.
- Hasta hazırlığı ve kateter bakımı sırasında aseptik teknik kullanın.
- Hastanın enfeksiyon kapama veya yaralanma riskini en aza indirmek için kateterin çıkarılması sırasında kabul edilen tıbbi teknikleri takip edin.
- Ambalajda hasar veya kusur bulunulmuş bulundumğınız dikkatlice kontrol edin. Ambalaj açılmışsa veya ÇİHAZ hasar görmüşse kullanmayın.
- Mesane duvarını zayıf hastalarda çabuk iyileşmesini destekleyin.
- Kronik kateterizasyonu idrar tutamayan, idrar yolu enfeksiyonu ve diğer advers etkilerin olma riskini artırır. Asgari süre kateterin kullanılması uygulamalarında kateterizasyonu en aza indirin. Kateterde açık drenaj olusursa, kateter değiştirilmelidir.
- ÇİHAZ zehirli protokollerin göre imha edin.
- ÇİHAZ zehirli sıvılarınla veya nemli ortamlarda saklanmayn.
- Bu cihaz yalnızca tek hastalık kullanılmamalıdır. Çizaz dezenfektan edilmek ve yeniden kullanılmaya uygun tasarlanmamıştır, aksi takdirde ÇİHAZ kullanılabılır ve/veya kontaminasyona yol açabilir.
- Kullanım süresi dolan bir cihaz kullanmayın.

per la disinfezione e il successivo riutilizzo, che potrebbero determinare il gusto del dispositivo o creare il rischio di contaminazione.

- NON** utilizzare un dispositivo scaduto.
- Prima di rimuovere il catetere, sgonfiare il palloncino inserendo la punta Luer-lock di una siringa vuota nella valvola e aspirando completamente la soluzione.
- Se il palloncino non si sgonfia dopo aver eseguito le azioni del punto 10 precedentemente, tagliare lo stelo della valvola. Se non è ancora possibile sgonfiare il palloncino, consultare un medico.
- Tagliare il catetere secondo la tecnica medica approvata.
- Scoleggiare la sonda (dal connettore) ed eliminarla. Per scollegare la sonda, afferrare saldamente entrambi i connettori e tirare. **NON** tirare afferrando il cavo o il filo.
- Smaltire la sonda in base al protocollo della propria struttura.

### REAZIONI AVVERSE

All'uso del catetere Foley e/o di sensori di temperatura, soprattutto per periodi prolungati, sono state associate le seguenti reazioni:

- spasmi vescicali
- bruciti elettriche dovute a corrente elettrochirurgica anomala
- incrostazioni da sali urinari
- calcoli renali o vescicali
- settilemia
- infezione uretrale
- infestazione da elminti
- fastidio uretro-cattane
- infestazione o irritazione del tratto urinario

### PRECAUZIONI

- Accertarsi di non danneggiare l'isolamento prima di entrare l'uso. Se è impossibile leggere la temperatura corretta, controllare tutti i collegamenti. Se il problema persiste, eliminare il sensore e usare uno nuovo.
- La sonda può impaginarsi un po' di tempo per stabilizzarsi. Se il tempo di risposta è eccessivo, eliminare e sostituire il dispositivo.
- Assicurarsi di non bagnare il cavo e il connettore.
- Prima di inserire il palloncino, verificare il corretto gonfiaggio e sgonfiaggio.
- Prima dell'inserto, misurare il volume del palloncino gonfiato e sgonfiato.
- Mantenere il volume di gonfiaggio raccomandato del palloncino stampato sul prodotto e utilizzare acqua sterile per il gonfiaggio.
- Scegliere il catetere della dimensione appropriata basandosi su un giudizio dettato dall'esperienza medica e clinica.
- Prima dell'inserto, lubrificare il catetere con un lubrificante idrosolubile adeguato utilizzando tecniche mediche approvate.
- Sgonfiare il palloncino prima di rimuovere il catetere.
- Per evitare di provocare perdite, **NON** forare la parete del catetere per l'aspirazione di urina.
- Fare attenzione a **NON** intrecciare i cavi, specialmente quelli del monitor, con i cavi del dispositivo elettrochirurgico.
- Il funzionamento del monitor della temperatura del paziente può essere compromesso quando si interviene sulle attivazioni elettrochirurgiche. Controllare eventuali valori di temperatura anomali.
- Il catetere è indicato per l'uso con cavi di interfaccia approvati da DeRoyal. L'uso con un cavo non compatibile può compromettere le prestazioni.

### INDICAZIONI PER L'USO

- Usare una tecnica asettica per la preparazione del paziente e la manipolazione del catetere.
- Prima dell'uso, verificare la compatibilità della sonda, del cavo di interfaccia e del monitor del paziente.
- Estrarre il catetere Foley con sensore di temperatura dalla confezione sterile.
- Lubrificare il catetere con un lubrificante idrosolubile adeguato e inserirlo utilizzando tecniche mediche approvate.
- Accertarsi che il catetere effettui il drenaggio in modo corretto prima di inserire il palloncino.
- Gonfiare il palloncino inserendo nella valvola una siringa con punta Luer-lock riempita con la quantità raccomandata di acqua sterile. Premere lo stantuffo. La valvola si chiuderà quando il livello della siringa.
- Collegare il tubo e la sacca di drenaggio.
- fissare il catetere, il tubo e la sacca di drenaggio in posizione secondo la tecnica medica approvata.
- Collegare la sonda di temperatura al cavo utilizzabile appropriato fornito da DeRoyal. Collegare il cavo al monitor del paziente. Fissare il cavo utilizzando la clip per il filo.
- Attenersi alle indicazioni per l'uso dello strumento di monitoraggio della temperatura del paziente.

omgeving.
• Dit hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Het is niet bedoeld voor desinfectie en daaropvolgend hergebruik, wat kan resulteren in falen van het hulpmiddel en/of het creëren van besmettingsrisico.
• Gebruik geen hulpmiddel voordat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.
• Laat de ballon leeglopen voordat u de katheter verwijfd. Plaats daarvoor de luerpomp van een lege spuit in het ventiel en zuig de oplossing volledig weg.
• Als de ballon niet leegloopt, dient u de katheter te verwijderen of de ventiel te breken. Roep een arts als de ballon nog steeds niet leegloopt.
• Verwijder de katheter overeenkomstig de aanvaarde medische technieken.
• Maak de sonde los (bij de connector) en gooi hem weg. Om de sonde te ontkoppelen, dient u beide connectoren stevig vast te pakken en eraan te trekken. Trek **NIET** aan de kabel of draad.
• Voer de sonde af volgens het protocol van uw instelling.

### BIJWERKINGEN

Uit medingen blijkt dat bij het gebruik van de Foley-katheter en/of temperatuursensoren de volgende effecten kunnen optreden, met name wanneer de katheter en/of sensoren langdurig worden gebruikt:
• blaas spasmen
• elektrische brandwonden wegens afwijkende elektrochirurgische stroom
• afzetting van urinezouten
• nier- of blaasstenen
• sepsis
• urethrale afscheiding
• urethritis
• urethrocutane fistels
• irritatie of infectie van de urinewegen

### VOORZORGTREKKELEN

- Ga voorzichtig te werk en zorg dat u de isolatie niet beschadigt voor of tijdens gebruik.
- Als de temperatuur niet goed afgelezen kan worden, controleer dan alle aansluitingen. Als het probleem aanhoudt, gooi dan de uide exemplaar weg en gebruik een nieuw sensor.
- Het stabiliseren van de sonde kan enige tijd duren. Bij een extreem lange wachttijd dient u het hulpmiddel weg te gooien en te vervangen.
- Zorg dat de kabel en de connector niet nat worden.
- Test het vullen en legen van de ballon alvorens deze in te brengen. De ballon moet volledig leeglopen zijn voordat deze wordt ingebracht.
- Volg het aanbevelen balloninflatievolume op dat op het product is gedrukt en gebruik stierel water voor de inflatie.
- Kies de juiste maat katheter op basis van een deskundige klinische en medische beoordeling.
- Smeer de katheter vóór het inbrengen met een geschikt in water oplosbaar smeermiddel, met behulp van aanvaarde medische technieken.
- Laat de ballon van de katheter leeglopen voordat u de katheter verwijfd.
- Gebruik geen naald om de katheterwand te perforeren voor aspiratie. Er kan lekkage optreden.
- Verstregel nooit de kabels, en dan met name de montiorakabels, met de kabels van de elektrochirurgische unit.
- De werking van de patiënttemperatuurmonitor kan tijdelijk beïnvloed worden tijdens elektrochirurgische activiteiten. Controleer ongebruikelijke temperatuuruitzettingen.
- De katheter is bedoeld voor gebruik met interfacekabels die door DeRoyal zijn goedgekeurd. Gebruik niet een incompatibele kabel kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

### GEBRUIKSANWIJZING

- Gebruik asseptische technieken om de patiënt voor te bereiden en bij de verzorging van de katheter.
- Controleer de compatibiliteit van de katheter, interfacekabel en patiëntmonitor voordat u deze gebruikt.
- Verwijder de Foley-katheter met temperatuursensor uit de steriele verpakking.
- Smeer de katheter in met een geschikt in water oplosbaar smeermiddel en breng het in met behulp van aanvaarde medische technieken.
- Controleer de verpakking en het hulpmiddel zorgvuldig op beschadiging of defect. **NIET** gebruiken als de verpakking of het hulpmiddel beschadigd is.
- Smeer de katheter vóór het inbrengen met een geschikt in water oplosbaar smeermiddel, met behulp van aanvaarde medische technieken.
- Laat de ballon van de katheter leeglopen voordat u de katheter verwijfd.
- Gebruik geen naald om de katheterwand te perforeren voor aspiratie. Er kan lekkage optreden.
- Verstregel nooit de kabels, en dan met name de montiorakabels, met de kabels van de elektrochirurgische unit.
- De werking van de patiënttemperatuurmonitor kan tijdelijk beïnvloed worden tijdens elektrochirurgische activiteiten. Controleer ongebruikelijke temperatuuruitzettingen.
- De katheter is bedoeld voor gebruik met interfacekabels die door DeRoyal zijn goedgekeurd. Gebruik niet een incompatibele kabel kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

- Prima di rimuovere il catetere, sgonfiare il palloncino inserendo la punta Luer-lock di una siringa vuota nella valvola e aspirando completamente la soluzione.
- Se il palloncino non si sgonfia dopo aver eseguito le azioni del punto 10 precedentemente, tagliare lo stelo della valvola. Se non è ancora possibile sgonfiare il palloncino, consultare un medico.
- Tagliare il catetere secondo la tecnica medica approvata.
- Scoleggiare la sonda (dal connettore) ed eliminarla. Per scollegare la sonda, afferrare saldamente entrambi i connettori e tirare. **NON** tirare afferrando il cavo o il filo.
- Smaltire la sonda in base al protocollo della propria struttura.

**COMPATIBILITÀ RM**
Il catetere Foley con sensore di temperatura è stato definito a compatibilità RM condizionaata secondo la terminologia specificata nella norma della American Society for Testing and Materials (ASTM) International: Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Prassi standard per contrassegnare dispositivi medici e altri strumenti in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata la risonanza magnetica) e altre norme correlate.

Questo catetere Foley con sensore di temperatura può essere usato con sicurezza nelle procedure di risonanza magnetica, purché siano rispettate le istruzioni disponibili all'indirizzo [www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility](http://www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility) o chiamando il numero 1-800-251-9864. **AVVERTENZA: L'UTILIZZO AL DI FUORI DI QUESTI PARAMETRI POTREBBE SPECIFICARE GRAVI LESIONI LA MORTE.**

### PROFICACI DI ESERCIZIO

- Intervallo di misurazione nominale da 25 °C a 45 °C
- Il sito corporeo di riferimento è la temperatura corporea interna.
- Prima dell'inserto, lubrificare il catetere con il lubrificante idrosolubile appropriato e la vesicla.
- Accurato a +/- 0,2 °C
- Risposta nel tempo:
  - La sonda di temperatura ha una modalità di funzionamento diretta. Il tempo transitorio di riscaldamento massimo è 1 minuto.
  - Il tempo transitorio di raffreddamento massimo è 30 secondi

### CONSERVAZIONE E TRASPORTO

	<b>TENERE ASCIUTTO</b>
	<b>TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE</b>
	<b>NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È DANNAGGIATA</b>
	<b>UMIDITÀ RELATIVA: 85% SENZA CONDENSA</b>
	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: DA -25 °C A +55 °C</b>
	<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 25 °C A 45 °C</b>

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

**GARANZIA**
I prodotti DeRoyal sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal.
**IL CATETERE DE ROYAL SOSTITUISCONO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, IMPLICITE E LEGGARANZIA DI COMMERCIALITÀ O DIONESTA PER UN USO SPECIFICO.**

- Sluit de temperatuursensor aan op de juiste herbruikbare kabel van DeRoyal. Sluit de kabel aan op de patiëntmonitor. Zet de kabel vast met behulp van de doorklem.
- Voer de sonde af volgens het protocol van uw instelling. Het is niet toegestaan de kabel te recycleren. Het is niet toegestaan de kabel te gebruiken voor het instrument voor temperatuurbevaking van de patiënt.
- Laat de ballon leeglopen voordat u de katheter verwijfd. Plaats daarvoor de luerpomp van een lege spuit in het ventiel en zuig de oplossing volledig weg.
- Als de ballon niet inkt leeg na stap 10 hebt uitgevoerd, dient u de ventiel te breken. Roep een arts als de ballon nog steeds niet leegloopt.
- Verwijder de katheter overeenkomstig de aanvaarde medische technieken.
- Maak de sonde los (bij de connector) en gooi hem weg. Om de sonde te ontkoppelen, dient u beide connectoren stevig vast te pakken en eraan te trekken. Trek **NIET** aan de kabel of draad.
- Voer de sonde af volgens het protocol van uw instelling.

**MR COMPATIBILITEIT**
Vastgesteld is dat de Foley-katheter met temperatuursensor MR-onditioneel is, volgens de terminologie die gedefinieerd is in de normformatio omschrijving van de American Society for Testing and Materials (ASTM): Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Standaardpraktijk voor de markering van medische hulpmiddelen en andere artikelen voor wat betreft de veiligheid in de magnetische-resonantie-omgeving) en andere aanverwante normen.

Deze Foley-katheter met temperatuursensor is veilig voor gebruik bij MRI-meting op voorwaarde dat de volgende aanwijzingen worden opgevolgd:
[www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility](http://www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility) of door te bellen met: 1-800-251-9864.
**WAARSCHUWING: GEBRUIK BUITEN DEZE PARAMETERS KAN RESULTATEN IN ERNSTIGE LETSEL OF OVERLEDEN.**

**MR COMPATIBILITEIT**
Vastgesteld is dat de Foley-katheter met temperatuursensor MR-onditioneel is, volgens de terminologie die gedefinieerd is in de normformatio omschrijving van de American Society for Testing and Materials (ASTM): Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment (Standaardpraktijk voor de markering van medische hulpmiddelen en andere artikelen voor wat betreft de veiligheid in de magnetische-resonantie-omgeving) en andere aanverwante normen.

Deze Foley-katheter met temperatuursensor is veilig voor gebruik bij MRI-meting op voorwaarde dat de volgende aanwijzingen worden opgevolgd:
[www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility](http://www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility) of door te bellen met: 1-800-251-9864.
**WAARSCHUWING: GEBRUIK BUITEN DEZE PARAMETERS KAN RESULTATEN IN ERNSTIGE LETSEL OF OVERLEDEN.**

**GEBRUIKSSPECIFICATIES**
• Nominaal uitgangsbereik: 25 tot 45 °Celsius
• De meetprecisie is 0,2 °Celsius
• Het beëtelings is de blaas.
• Nauwkeurige tot op +/-0,2 °Celsius
• Respons tijd:
• De temperatuursensor heeft een directe gebruiksmoed.
• De maximale vertragingstijd voor opwarmen is 1 minuut.
• De maximale vertragingstijd voor afkoeling is 30 seconden.

### OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT

	<b>HOUD DIT PRODUCT VERWIJDERD VAN DIRECT ZONLICHT</b>
	<b>NIET GEBRUIKEN ALS VERPAKKING BESCHADIGD IS</b>
	<b>RELATIEVE VOCHTIGHEID: 85% NIET-CONDENSEREND</b>
	<b>OPSLAGTEMPERatuur: -25 °C tot + 55 °C</b>
	<b>BEREIDSTEMPERATUUR: 25 °C tot + 45 °C</b>

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waarin de patiënt woonachtig is en een DeRoyal Industries, Inc.

**MR UYGUNLUĞU**
Sicaklık Sensörlü Foley Kateteri su belirlenimle tamama göre MRA Uygunu Olduğu Protonluğuna İhtisap; Amerika Test ve Metirme Toplumluğu (ASTM) Usluslarına tamtime: Mager Rezonans Ortamında Güvenlik için Tibbi Çihazların Standartlarını ve Diğer Ölçme ile ilgili Standart Uygulamaya İle diğer ilgili standartlar.

Burada belirtilen talimatlarla uyumlu olarak kullanıldığında bu Sicaklık Sensörlü Foley Kateterini MRI görüntüleme ile kullanılmaması gerekmektedir.
[www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility](http://www.droyal.com/foley-catheter-mri-compatibility) ya da ilgili için su numarayı arayın: 1-800-251-9864. **UYARI: BU PARAMETRELERİN İÇİNDE KULLANIM DÖDÜ YARILANMALARINA VEYA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR.**

**ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ**
• Nominal ölçim aralığı: 25° - 45° Celsius
• Referans yüzölçümü temel ölçme sicaklığıdır.
• Ölçüm yüksek Mesanedir.
• +/-0,2 Celsius hassasiyetindedir
• Yanıtma süresi:
• Sicaklık probunda bir doğrudan izletim modu bulunur.
• Maksimum susturma geçiş süresi 1 dakikadır
• Maksimum ölçümge geçiş süresi 30 saniyedir.

**SAKLAMAYA VE NAKLİYE KOŞULLARI**

	<b>KURU TUTUNUZ</b>
	<b>GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKILMAYIN</b>
	<b>AMBALAJI HASARLIYSA KULLANILMAYIN</b>
	<b>DEPOLAMA SICAKLIĞI: -25 °C +</b>