


Improving Care. Improving Business.[®]**FOAM ELBOW IMMOBILIZERS****INMOVILIZADORES DE CODO DE ESPUMA****IMMOBILISATEURS DE COUDE EN MOUSSE****ELLBOGEN-IMMOBILISATOREN AUS SCHAUMSTOFF****IMMOBILIZATORI PER GOMITO IN SCHIUMA****IMOBILIZADORES DE COTOVELO DE ESPUMA****SCHUIMRUBBER HULPMIDDEL VOOR ELLEBOOGIMMOBILISATIE****ORTS FÖR ARMBÅGE, TILLVERKAD AV SKUMMATERIAL****KÖPÜK DİRSEK SABİTLEYİCİ****AKINHTOPOIHTES AGKONA APO AFROLEE****FOAM ELBOW IMMOBILIZERS**

SINGLE PATIENT USE	
	NON-STERILE
	NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
RX ONLY	FEDERAL U.S.A. LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE OR USE BY OR ON THE ORDER OF A PHYSICIAN OR PROPERLY LICENSED PRACTITIONER.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all instructions, warnings and cautions before use. Correct application is essential for proper functioning of the product. Use only on the person it was provided to by a healthcare professional and only for the use it was intended.

INTENDED USE

The DeRoyal® Elbow Immobilizer is intended to be prescribed by a properly licensed practitioner to help prevent patients from disturbing medical treatment.

CONTRAINDICATIONS

- Do not use on a patient who is or may become highly aggressive or agitated.
- Never use on a patient if an I.V. or wound site could be compromised by the device.

WARNING

- A physician or properly licensed practitioner (a "prescriber") who is familiar with the use and purpose of this device must fit it to the user. The prescriber has a duty to provide wearing instructions and risks related to the use of this device to other healthcare practitioners treating the users and the users themselves, including duration of use. The instructions provided in this sheet do not supersede hospital protocol or direct orders of the prescriber.
- Use only as directed by a medical professional.
- Inspect product for damaged or missing components before use.
- Discontinue use and consult your prescriber if the device or its components break or become damaged.
- Inspect the fit of the device on the patient to ensure fit is proper. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Check regularly to ensure circulation is not compromised.
- Consult your prescriber immediately if the patient experiences sensation changes, unusual reactions, swelling or increased pain while using this device. Discontinue use if pressure injuries develop.
- Take special care if the user is diabetic or has poor circulation. These users may have decreased skin sensitivity and are at greater risk for poor peripheral circulation and pressure injuries.

INSTRUCTIONS FOR USE**ADULT**

- Place the immobilizer under the patient's arm with the widest part toward the axilla.
- The elbow should be centered between the two rigid stays.
- Wrap the immobilizer around the arm starting with the side without straps.
- Hold the immobilizer in place using the extra unattached hook tabs.
- Secure the immobilizer by wrapping the center strap first, followed by the bottom strap and then the top strap. **NOTE:** Do not over-tighten, two fingers should fit between the device and the patient to ensure circulation is not compromised.

PEDIATRIC

- Wrap the immobilizer under the patient's arm. The elbow should be centered between the two stays.
- Secure the immobilizer by securing the center hook tab first, followed by the bottom and top hook tabs. **NOTE:** Do not over-tighten, one finger should fit between the device and the patient to ensure circulation is not compromised.

CLEANING AND/OR MAINTENANCE

Hand wash in lukewarm water with a mild detergent. Dry completely prior to wearing.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS

	KEEP DRY
	KEEP AWAY FROM SUNLIGHT

In addition to the competent authority in the country where the patient resides, serious incidents must be reported to DeRoyal Industries, Inc.

WARRANTY

DeRoyal® products are warranted for one hundred twenty (120) days from the date of shipment from DeRoyal as to product quality and workmanship. **DEROYAL'S WRITTEN WARRANTIES ARE GIVEN IN LIEU OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

- Préter une attention particulière aux utilisateurs diabétiques ou souffrant de problèmes circulatoires. Ces utilisateurs peuvent présenter une sensibilité réduite de la peau. De plus, le risque de problèmes de circulation périphérique et d'escarres est plus élevé dans leur cas.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION**POUR ADULTES**

- Placer l'immobilisateur sous le bras du patient avec la partie la plus large tournée vers l'aisselle.
- Le coude doit être centré entre les deux supports rigides.
- Envelopper l'immobilisateur autour du bras, en commençant par le côté sans sangle.
- Tenir l'immobilisateur en place à l'aide des languettes à barbules libres.
- Fixer l'immobilisateur en entourant d'abord la sangle centrale, suivie de la sangle du bas et ensuite de la sangle du haut. **REMARQUE :** Ne pas serrer trop fort et afin de ne pas entraver la circulation, il doit être possible de glisser deux doigts entre le dispositif et le patient.

PÉDIATRIQUE

- Placer l'immobilisateur sous le bras du patient. Le coude doit être centré entre les deux supports.
- Fixer l'immobilisateur en attachant d'abord la languette à barbules centrale, suivie de la languette à barbules du bas et ensuite de la languette à barbules du haut. **REMARQUE :** Ne pas serrer trop fort ; afin de ne pas entraver la circulation, il doit être possible de glisser un doigt entre le dispositif et le patient.

NETTOYAGE ET/OU ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux. Laisser sécher complètement avant la remise en place.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

	GARDER AU SEC
	TENIR À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Tout incident grave doit être signalé à l'autorité compétente du pays où réside le patient ainsi qu'à DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Les produits DeRoyal offrent une garantie qualité et main-d'œuvre de cent vingt (120) jours à compter de la date d'expédition par DeRoyal. **LES GARANTIES ECRITES DE DEROYAL REMPLACENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE ARTICULIER.**

INMOVILIZADORES DE CODO DE ESPUMA**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

- Lea todas las instrucciones, advertencias y precauciones antes de usar este producto. Es esencial aplicarlo correctamente para que funcione de forma adecuada. Debe utilizarse únicamente en la persona para quien ha sido prescrito por un profesional sanitario, y solo para el uso previsto.

USO PREVISTO

El inmovilizador de codo de DeRoyal® lo prescribe un profesional sanitario autorizado para ayudar a evitar que los pacientes interefieran en el tratamiento médico.

CONTRAINDICACIONES

- No se debe usar en pacientes que presentan o pueden presentar estados de gran agresividad o agitación.
- No lo utilice nunca en un paciente si existe el riesgo de que afecte a una herida o una canalización venosa.

ADVERTENCIAS

- El producto debe ser aplicado al paciente por un médico o profesional sanitario autorizado («prescriptor») que esté familiarizado con el uso y la finalidad del mismo. Es responsabilidad del prescriptor brindar las instrucciones de aplicación de este producto; asimismo, debe informar a otros profesionales sanitarios que atienden al usuario (así como al propio usuario) sobre su tiempo de uso y los riesgos que conlleva. Las presentes instrucciones no reemplazan el protocolo hospitalario ni las órdenes directas del prescriptor.
- Use exclusivamente siguiendo las instrucciones del médico.
- Antes de utilizar el producto, inspecciónelo por si faltan componentes o si están dañados.
- Interrumpa el uso y consulte al prescriptor si el producto sanitario o sus componentes se rompen o se dañan de alguna forma.
- Inspeccione el producto después de aplicarlo para comprobar que se ajuste de forma adecuada al paciente. **NO APRIETE DEMASIADO.** Compruebe con regularidad que no se produzcan alteraciones en la circulación.
- Consulte de inmediato al prescriptor si el paciente presenta una alteración de la sensibilidad, reacciones inusuales, hinchazón o un aumento del dolor mientras utiliza este producto. Interrumpa el uso si aparecen úlceras por presión.
- Los usuarios con diabetes o problemas de circulación requieren una atención especial por su tendencia a presentar sensibilidad cutánea reducida y por el mayor riesgo de mala circulación periférica y úlceras por

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- MANTÉNGASE SECO
 MANTÉNGASE ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

Además de la autoridad competente en el país donde resida el paciente, cualquier incidente grave debe ser informado a DeRoyal Industries, Inc.

GARANTÍA

Los productos de DeRoyal tienen una garantía contra defectos de calidad y fabricación de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de envío de DeRoyal. **LAS GARANTÍAS ESCRITAS DE DEROYAL SUSTITUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.**

EINPATIENTENGEbraUCH**UNSTERIL****ENTHÄLT KEINEN NATURKAUTSCHUK****NACH US-AMERIKANISCHEM RECHT DARF DIESES MEDIZINPRODUKT NUR VON EINEM ARZT BZW. EINER ZUGELASSENEN FACHKRÄFT ODER PFLEGEPERSONAL VERWENDET WERDEN.****WICHTIGE INFORMATIONEN**

- Alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise vor Gebrauch aufmerksam lesen. Eine sachgerechte Anwendung ist von grundlegender Bedeutung für die Funktionsstüchtigkeit des Produkts. Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und nur für die Person verwenden, der dieses Produkt von einem Arzt verordnet wurde.

VERWENDUNGZWECK

Der Ellbogen-Immobilisator von DeRoyal® muss von einem zugelassenen Arzt verordnet werden. Er verhindert Stürze und ermöglicht es dem Patienten, ohne Hilfe aufzustehen.

GEGENANZEIGEN

- Nicht bei Patienten anwenden, die sehr aggressiv oder unruhig sind bzw. werden könnten.
- Keinesfalls verwenden, wenn ein IV-Zugang oder eine Wunde des Patienten durch das Produkt beeinträchtigt werden könnte.

WANDELN

- Das Produkt muss durch einen entsprechend zugelassenen Arzt („Verordner“), der mit seiner Anwendung und seinem Zweck vertraut ist, angepasst werden. Der Verordner hat die Pflicht, Trageanweisungen zu erteilen und andere an der Pflege beteiligte medizinische Fachkräfte sowie den Patienten selbst über die Risiken in Verbindung mit der Verwendung des Produkts sowie über die Dauer der Anwendung aufzuklären. Die mit diesem Blatt erteilte Anleitung ersetzt nicht das Krankenhausprotokoll oder die direkten Anweisungen des Verordners.
- Nur gemäß den Anweisungen des Arztes bzw. der medizinischen Fachkraft benutzen.
- Kontrollieren Sie das Produkt auf beschädigte oder fehlende Komponenten.
- Unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an den Verordner, falls das Produkt oder Teile davon brechen oder Schäden aufweisen.
- Überprüfen Sie die Passform des Produkts am Patienten, um einen ordnungsgemäßen Sitz sicherzustellen. **NICHT ZU ENG ANLEGEN.** Regelmäßig kontrollieren, dass die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.
- Wenden Sie sich unverzüglich an den Verordner, wenn der Patient bei der Verwendung dieses Produkts das Auftreten von veränderten Empfindungen,

REINIGUNG UND/ODER PFLEGE

On Hand in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen. Vor dem Tragen vollständig trocken lassen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

- VOR NÄSSE SCHÜTZEN
 VOR SONNENLICHT SCHÜTZEN

Außer bei den zuständigen Landesbehörden am Patientenwohnsitz sind schwerwiegende Vorkommnisse auch bei DeRoyal Industries Inc. zu melden.

GARANTIE

DeRoyal garantiert für den Zeitraum von hundertzwanzig (120) Tagen ab dem Tag des Versands durch DeRoyal, dass seine Produkte frei von Qualitätsmängeln und Herstellungsfehlern sind.

DEROYAL SCHRIFTLICHE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE JEDER ANDEREN IMPLIZITEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE FÜR VERKEHRSFÄHIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR BESTIMMTE ZWECKE.

IMMOBILIZZATORI PER GOMITO IN SCHIUMA

PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE	
	NON STERILE
	NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA	
LE LEGGI FEDERALI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA LIMITANO LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A MEDICI, A PERSONALE AUTORIZZATO O A OPERATORI SANITARI ABILITATI.	

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le precisazioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento. Da utilizzare esclusivamente per la persona a cui è stato fornito dal professionista sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

USO PREVISTO

L'immobilizzatore per gomito in schiuma DeRoyal® è concepito per essere prescritto da un operatore sanitario abilitato per contribuire a impedire al paziente di interferire con il trattamento medico.

CONTRINDICAZIONI

- Non usare per pazienti che sono o potrebbero divenire soggetti a stati di forte aggressività o agitazione.
- Non utilizzare per pazienti nel quali la sede di terapia e.v. o ferite possa essere compromessa dal dispositivo.

AVVERTENZA

- Questo dispositivo deve essere applicato all'utilizzatore da un medico o da un operatore sanitario abilitato ("prescrittore") che ne conosca l'utilizzo e la finalità. Il prescrittore ha il dovere di fornire istruzioni per indossare il dispositivo e informazioni sui rischi correlati all'uso di questo prodotto ad altri operatori sanitari che hanno in cura gli utilizzatori e agli utilizzatori stessi, compresa la durata di utilizzo. Le istruzioni fornite in questo foglio non sostituiscono il protocollo ospedaliero o le indicazioni dirette del prescrittore.
- Utilizzare esclusivamente come indicato dal medico curante.
- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non presenti danni né componenti mancanti.
- Sospendere l'uso e consultare il prescrittore qualora il dispositivo o i suoi componenti si rompano o subiscano danni.
- Verificare che il dispositivo si adatti perfettamente al paziente. **NON STRINGERE ECESSIVAMENTE.** Controllare con regolarità per verificare che la circolazione sanguigna non venga compromessa.
- Rivolggersi immediatamente al prescrittore se il paziente riscontra cambiamenti, reazioni insolite, tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo dispositivo. Sospendere l'uso qualora insorgano lesioni da pressione.
- Si raccomanda una particolare attenzione se l'utilizzatore è affetto da diabete o disturbi circolatori.

SCHUIMRUBBER HULPMIDDEL VOOR ELLEBOOGIMMOBILISATIE

UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT	
	NIET-STERIEL
	NIET VERVAARDIGD UIT NATUURLATEX
GEBRUIK UITSLUITEND OP VOORSCHRIFT VAN MEDISCHE PERSONEEL	
VOLGENS FEDERALE WETGEVING IN DE VS MAG DIT PRODUCT UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT OF GEBRUIKT DOOR OF OP AANWIJZING VAN EEN ARTS OF EEN GEDIPLOMEERDE GEZONDHEIDSWERKER.	

BELANGRIKE INFORMATIE

Lees vóór gebruik alle aanwijzingen, waarschuwingen en aandachtspunten door. De correcte toepassing is essentieel voor een juiste werking van het product. Uitsluitend gebruiken voor de patiënt aan wie het product is voorgeschreven door een zorgverlener en alleen voor het doel waarvoor het is bestemd.

BEHOOG GEBRUIK

De DeRoyal® elleboogfixatie is alleen verkrijgbaar op voorschrijf van een daartoe bevoegde arts en is bedoeld om te voorkomen dat patiënten de medische behandeling verstoren.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij uitermate geagiteerde of agressieve patiënten die erg agressief kunnen worden of geagiteerd kunnen raken.
- Niet gebruiken bij patiënten waarbij het hulpmiddel een I.V. punctie of wond zou kunnen aantasten.

WAARSCHUWING

- Een arts of bevoegde beroepsbeoefenaar (een "voorschrijver") die bekend is met het gebruik en het doel van dit hulpmiddel moet dit bij de gebruiker aanmeten. De voorschrijver is verplicht aan andere zorgverleners die de gebruiker behandelen en aan de gebruiker zelf instructies voor het dragen te geven en de risico's aan te geven die verbonden zijn aan het gebruik van dit hulpmiddel, evenals de duur van het gebruik. De instructies op dit blad zijn niet bedoeld ter vervanging van het ziekenhuisprotocol of directe instructies van de voorschrijver.
- Gebruik het hulpmiddel alleen op de door een medisch professional voorgeschreven wijze.
- Inspecteer vóór gebruik of geen van de onderdelen van het hulpmiddel beschadigd is of ontbreekt.
- Stop met het gebruik en raadpleeg uw voorschrijver als het hulpmiddel of onderdelen ervan stuk gaan of beschadigd raken.
- Controleer of het hulpmiddel goed aansluit op de patiënt. **NIET ZET STRAK ANTREKKEN.** Controleer regelmatig of de bloedcirculatie niet bekend is geraakt.
- Raadpleeg uw voorschrijver onmiddellijk als de patiënt een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of verhoogde pijn ervaart tijdens het gebruik van dit hulpmiddel. Stop met het gebruik als er drukverwondingen ontstaan.
- Als de gebruiker diabetisch patiënt is of een slechte bloedcirculatie heeft, dient extra zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Bij deze gebruikers kan de huid

KÖPÜK DİRSEK SABİTLİYECİ

TEK HASTADA KULLANIM İÇİN	
	STERİL DEĞİL
	DOĞAL KAUCUK LATEKS İÇERMİZ
REÇETEYE TABİDİR	
A.B.D. FEDERAL KANUNLARINA GÖRE BU CIHAZ SADECE BIR DOKTOR (VEYA UYGUN ŞEKİLDE LISANSI UYGULAYAN) TARAFLINDAN VEYA EMRİYLE SATILABİLİR.	

ÖNEMLİ BİLGİLER

Lütfen kullanımdan önce tüm talimat, uyarılar ve ikazları dikkatlice okuyun. Ürünün uygun şekilde çalışması için doğru uygulama şartı. Yalnızca veriliği kişi tarafından bir sağlık uzmanı tarafından uygulanarak ve yalnızca belirlenmiş kullanım amaci için kullanılmalıdır.

KULLANIM AMACI

DeRoyal® Dirsek Sabitleyici, uygun lisans sahibi bir uygulayıcı tarafından tıbbi tedavilerin hastaları rahatlaş etmesini onlemek için reçete edilmiş üzere tasarılmıştır.

KONTRENDİKLASYONLAR

- Fazla agresif veya ajite olan veya bu duruma gelebilecek bir hasta kullanmayı.
- Cihazın bir IV veya yara bölgelerini baskılabilirce bir hasta asla kullanmayı.

UYARI

- Bu cihazın kullanımı ve amacına așina bir hekim veya uygun lisanslı bir sağlık profesyoneli (bir "reçete yazan") tarafından kullanicılığı uygulamalıdır. Reçete yazan kişi, kullanım süresi de dahil olmak üzere, bu cihazın kullanımını ile ilgili kullanım talimatlarını ve riskleri kullanicilarına edinen diğer sağlık görevlilerine ve kullaniciların kendilerine vermeke gereklidir. Bu sayfada verilen talimatlar reçete yazan hekimin doğrulan talimatlarının veya hastane protokolünün yerini almaz.
- Yalnızca tıbbi uzman tarafından belirlenen şekilde kullanın.
- Kullanımdan önce ürünü hasarlı veya eksik parça olmadıgından emin olmak üzere inceleyin.
- Cihaz veya bileşenleri bozulmuş veya hasar görmüşse kullanmayı ve reçete yazan hekimle danışın.
- Tam oturduğundan emin olmak için cihazın hastaya uygun olup olmadığı denetleyin. **ASIRI SIKIMYAN.** Sarginan kan dolamasını engellemek için düzenli olarak kontrol edin.
- Bu cihaz kullanırken hasta, duyma degeşiklikleri, olaklılığı reaksiyonları, sislik veya artan ağrı hissedirse derhal doktorunuza danışın. Basınca bağlı yaralanmalar gelişirse ürününü kalmayı bırakın.
- Kullanicı diabetikse veya kullanicının kan dolamasını zayıfla özellikli dişlik edin. Bu kullanicıda cilt hassasiyetinde azalma olabilir ve zayıf periferik dolanım ve basınça bağlı yaralanma riskleri daha yüksek olabilir.

Questi utilizzatori potrebbero avere una ridotta sensibilità cutanea e sono quindi esposti a maggiori rischi di cattiva circolazione periferica e lesioni da pressione.

ISTRUZIONI PER L'USO

ADULTI

- Posizionare l'immobilizzatore sotto il braccio del paziente rivolgendo la parte più ampia verso l'ascella.
- Il gomito deve trovarsi in posizione centrale fra le due stecche rigide.
- Avvolgere l'immobilizzatore attorno al braccio iniziando con la parte priva di fascia.
- Tenere l'immobilizzatore in posizione mediante le linguette di aggancio extra.
- Fissare l'immobilizzatore avvolgendo prima la fascia centrale, quindi quella inferiore e infine quella superiore. **NOTA:** non stringere eccessivamente. Per garantire che la circolazione sanguigna non venga compromessa, deve essere possibile inserire due dita fra il paziente e il dispositivo.

PEDIATRICO

- Avvolgere l'immobilizzatore sotto il braccio del paziente. Il gomito deve trovarsi in posizione centrale fra le due stecche.
- Fissare l'immobilizzatore applicando prima la linguetta di aggancio centrale, quindi quella inferiore e infine quella superiore. **NOTA:** non stringere eccessivamente. Per garantire che la circolazione sanguigna non venga compromessa, deve essere possibile inserire un dito fra il paziente e il dispositivo.

PULIZIA E/O MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con un detergente delicato. Attendere che sia completamente asciutto prima dell'uso.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

	TENERE ASCIUTTO
	TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE

Oltre che all'autorità competente del paese di residenza del paziente, gli incidenti gravi devono essere segnalati anche a DeRoyal Industries, Inc.

GARANZIA

I prodotti DeRoyal sono garantiti per centoventi (120) giorni dalla data di spedizione dallo stabilimento DeRoyal per quanto riguarda qualità e lavorazione del prodotto.

LE GARANZIE SCRITTE DI DERROYAL SOSTITUISCONO QUASIASI GARANZIA IMPLICITA, IVI COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO.

minder gevoelig zijn waardoor ze kans hebben op een slechte perifeire doorbloeding en drukverwondingen.

GEbruiksaanwijzing

- Plaats het fixatiemiddel onder de arm van de patiënt met de breedste kant naar de oksel gericht.
- De elleboog dient in het midden tussen de baleinen te worden geplaatst.
- Wikkel het fixatiemiddel om de arm. Begin bij de bandloze kant.
- Houd de elleboogfixatie door middel van de extra losse haaksluitingen op de plaats.
- Bevestig de elleboogfixatie door eerst de middelste band vast te maken, vervolgens de onderste band en tot slot de bovenste band. **OPMERKING:** Trek het hulpmiddel niet te strak aan. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het hulpmiddel en de patiënt, om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

KINDEREN

- Plaats de elleboogfixatie onder de arm van de patiënt. De elleboog dient in het midden tussen de twee baleinen te worden geplaatst.
- Bevestig de elleboogfixatie door eerst de middelste haaksluiting vast te maken, vervolgens de onderste en tot slot de bovenste sluiting. **NB:** Trek het hulpmiddel niet te strak aan. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het hulpmiddel en de patiënt, om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

REINIGING EN/OF ONDERHOUD

Met de hand wassen in lauw water met een mild wasmiddel. Alvorens te dragen volledig aan de lucht laten drogen.

OMSTANDIGHEDEN VOOR OPSLAG EN TRANSPORT

	DROOG BEWAREN
	HOUD DIT PRODUCT VERWIJDERD VAN DIRECT ZONLICHT

Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de bevoegde instantie in het land waarin de patiënt woonachtig is en aan DeRoyal Industries, Inc.

GARANTIE

Voor DeRoyal producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum.

DE SCHRIFTLIJKE GARANTIES VAN DERROYAL WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

KULLANMA TALİMATLARI

YETİŞKEN

- Sabitleyiciyi hastanın kolu altına sarın. Dirsek, iki gergi arası orta ortalanmalıdır.
- Dirsek, iki rıjît gergi arası orta ortalanmalıdır.
- Sabitleyiciyi kayışları olmadığı tarafda başlayarak kolun çevresinde sarın.
- Diğer boş kanca tırnakları kullanarak sabitleyiciyi yerine tutun.
- Önce orta kayışı, ardından alt kayışı ve üst kayışı sararak sabitleyiciyi sabitleyin. **NOT:** Aşırı sıkımayın, kan dolasının olumsuz etkilenmemesi için, cihaz ve hasta arasında iki parmak mesafe olmalıdır.

COCUK

- Sabitleyiciyi hastanın kolunun altına sarın. Dirsek, iki gergi arası orta ortalanmalıdır.
- Önce orta kanca tırnakları, ardından alt ve üst kanca tırnakları kullanarak sabitleyiciyi sabitleyin. **NOT:** Aşırı sıkımayın, kan dolasının olumsuz etkilenmemesi için, cihaz ve hasta arasında bir parmak mesafe olmalıdır.

TEMİZLİK VE/veya BAKIM

Ellerinizin nötr bir deterjanla ilk suda yıkayın. Giyemeden önce kurutun.

SAKLAMA VE NAKLİYE KOŞULLARI

	KURU TUTUNUZ
<tbl_info cols="2