



Sageli kasutatavad sümboolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümboolite selgitused



lehekülg 1

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|---|---|----------------------------|---|
| | Näitab tootja katalooginumbrit, mille abil saab meditsiiniseadme tuvastada. | ISO 15223-1, klausel 5.1.6 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Kataloogi- või mudelinumber | | ISO 7000-2493 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab tootja partiikoodi, mille abil saab partii tuvastada. | ISO 15223-1, klausel 5.1.5 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Partii kood | | ISO 7000-2492 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab tootja seerianumbrit, mille abil saab konkreetse meditsiiniseadme tuvastada. | ISO 15223-1, klausel 5.1.7 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Seerianumber | | ISO 7000-2498 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleb kaitsta niiskuse eest. | ISO 15223-1, klausel 5.3.4 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Hoida kuivas | | ISO 7000-0626 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida tuleb kaitsta valgusallikate eest. | ISO 15223-1, klausel 53.2 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Hoida päikesevalgusest eemal | | ISO 7000-0624 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab meditsiiniseadme tootjat. | ISO 15223-1, klausel 5.1.1 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Tootja | | ISO 7000-3082 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab meditsiiniseadme tootmiskuupäeva. | ISO 15223-1, klausel 5.1.3 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Tootmiskuupäev | | ISO 7000-2497 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab meditsiiniseadme turustajat kohalikus piirkonnas. | ISO 15223-1, klausel 5.1.9 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Turustaja | | ISO 7000-3724 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab üksust, mis impordib seadme lokaati. | ISO 15223-1, klausel 5.1.8 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| EL Importija | | ISO 7000-3725 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| R_x Only | Ameerika Ühendriikides saadaval ainult retsepti alusel. | 21 CFR 801,15(c)(1)(i)F | Meditsiiniseadmete märgistamine; nõutavate märgistuste tähtsus. |
| Ainult retsepti alusel | | 21 CFR 801.109 | Retsepti alusel saadavate seadmete märgistamine. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida ei tohi kasutada, kui pakend on kahjustatud või avatud. | ISO 15223-1, klausel 5.2.8 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada | | ISO 7000-2606 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| | Näitab, et meditsiiniseade võib vale käsitlemise korral puruneda või kahjustuda. | ISO 7000-0621, 2014-06-04 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Kergesti purunev, käsitseda ettevaatlikult | | | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |














Sageli kasutatavad sümboolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümboolite selgitused



lehekülj 2

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|---|---|---|---|
|  | Näitab, et meditsiiniseade sisaldab akut. | IEC 60417-5001B | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| Aku | | | |
|  | Näitab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada. | ISO 15223-1, klausel 5.1.4 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Kõlblik kuni | | ISO 7000-2607 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
|  | Näitab, et meditsiiniseadmes või selle pakendis on kasutatud valmistusmaterjalina looduslikku kummi või kuiva looduslikku kummilateksit. | ISO 15223-1, klausel 5.4.5 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
| Sisaldab looduslikku kummi lateksit | | | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
|  | Näitab, et seadme ehitamiseks või pakendamiseks kasutatud materjalide valmistamisel ei ole kasutatud looduslikku kummi või kuiva looduslikku kummilateksit. | ISO 15223-1, klausel 5.4.5, Negatsiooni sümboli puhul vt lisa B | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Valmistamisel pole kasutatud looduslikku kummilateksit | | | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
|  | Viitab sellele, et kasutaja peab lugema kasutusjuhendit. | ISO 15223-1, klausel 5.4.3 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Vaadata asutusjuhendit | | IEC 60601-1, tabel D.1, sümbol 11 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| | | ISO 7000-1641 | Elektrilised meditsiiniseadmed – osa 1: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. |
| | | | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
|  | Viitab sellele, et kasutaja peab lugema kasutusjuhendist olulist hoiatavat teavet, nagu hoiatused ja ettevaatusabinõud, mida ei saa mitmesugustel põhjustel esitada meditsiiniseadmel endal. | ISO 15223-1, klausel 5.4.4 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Ettevaatust | | IEC 60601-1, tabel D.1, sümbol 10 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| | | | Elektrilised meditsiiniseadmed – osa 1: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. |
|  | Tähistab meditsiiniseadet, mis on mõeldud üheks kasutuskorraldaks või kasutamiseks ühel patsiendil ühe protseduuri ajal. MÄRKUS: “Ära taaskasuta” sünonüümid on “ühekordne kasutamine” ja “kasuta ainult üks kord”. | ISO 15223-1, klausel 5.4.2 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Mitte korduskasutada | | ISO 7000-1051 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| | | | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
|  | Vaadake käsiraamatut/ kasutusjuhendit. | IEC 60601-1, tabel D.2, sümbol 10 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| Järgida kasutusjuhendit | | | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
|  | Tähendab vastavust Euroopa tehnilistele normidele | 765/2008/EÜ 768/2008/EÜ MDD 93/42/EMÜ artiklid 4, 11, 12, 17, lisa II | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| CE-märgistus | | | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümboolid. |
|  | Tähistab ÜK (Ühendkuningriigi) tehnilist vastavust. | Määrus 765/2008 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümboolid. |
| UKCA-märgistus | | | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
|  | Näitab volitatud esindajat Euroopa Ühenduses. | ISO 15223-1, klausel 5.1.2 | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Volitatud Euroopa esindaja | | | Meditsiiniseadmed – sümboolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |



Sageli kasutatavad sümbolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümbolite selgitused



lehekülj 3

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|--|--|----------------------------|--|
| | Tähistab temperatuuri piirväärtusi, millega kokkupuutumine on meditsiiniseadmele ohutu. | ISO 15223-1, klausel 5.3.7 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Säilitustemperatuuri vahemik | | ISO 7000-0632 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab kõige madalamat temperatuuri, millega kokkupuutumine on meditsiiniseadmele ohutu. | ISO 15223-1, klausel 5.3.5 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Minimaalne säilitustemperatuur | | ISO 7000-0534 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab kõige kõrgemat temperatuuri, millega kokkupuutumine on meditsiiniseadmele ohutu. | ISO 15223-1, klausel 5.3.6 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Maksimaalne säilitustemperatuur | | ISO 7000-0533 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab temperatuuri piirväärtusi, millega kokkupuutumine on meditsiiniseadmele ohutu. | ISO 15223-1, klausel 5.3.8 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. |
| Niiskuspääring | | ISO 7000-2620 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Veo ja ladustamise ajal lubatava atmosfäärirõhu ülem- ja alampiiri näitamiseks. | ISO 15223-1, Clause 5.3.9 | Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave – Osa 1: Üldnõuded. |
| Atmosfäärirõhk | | ISO 7000-2621 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mis pole mõeldud resteriiseerimiseks. | ISO 15223-1, klausel 5.2.6 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Mitte resteriiseerida | | ISO 7000-2608 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mis ei ole läbinud steriliiseerimisprotsessi. | ISO 15223-1, klausel 5.2.7 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Mittesteriilne | | ISO 7000-2609 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mis on läbinud steriliiseerimisprotsessi. | ISO 15223-1, klausel 5.2.1 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Seade, mis on läbinud steriliiseerimisprotsessi | | ISO 7000-2499 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida on steriliiseeritud kiirgusega. | ISO 15223-1, klausel 5.2.4 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Steriliiseeritud kiirgusega | | ISO 7000-2502 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida on steriliiseeritud aseptilise tehnikaga. | ISO 15223-1, klausel 5.2.2 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Steriliiseeritud aseptilise tehnikaga | | ISO 7000-2500 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida on steriliiseeritud etüleenoksiidiga. | ISO 15223-1, klausel 5.2.3 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| Steriliiseeritud etüleenoksiidiga töödeldes | | ISO 7000-2501 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |



Sageli kasutatavad sümbolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümbolite selgitused



lehekülj 4

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|--|---|--|---|
| | Tähistab meditsiiniseadet, mida on steriliseeritud auru või kuiva kuumuse abil. | ISO 15223-1, klausel 5.2.5 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. |
| Steriliseeritud auru või kuiva kuumuse abil | | ISO 7000-2503 | Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| | Viitab meditsiiniseadmega seotud potentsiaalsetele bioloogilistele riskidele. | ISO 15223 5.4.1 | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatavad sümbolid. |
| Bioloogilised ohud | | ISO 7000-0659 | Meditsiiniseadmed – sümbolid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. |
| | Kõik klemmid, mis on ette nähtud ühendamiseks välise juhiga, et kaitsta rikke korral elektrilöögi eest, või kaitsemaanduselektroodi klemm. | IEC 60417-5019 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| Kaitsemaandus | | | Kasutatakse I kaitseklassi kuuluvate seadmete kaitsemaandusjuhi klemmi märgistamiseks. |
| | Kahekordse isolatsiooniga seade | IEC 60417-5172 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| Kahekordse isolatsiooniga seade | | | |
| | III kaitseklassi kuuluv seade on konstrueeritud saama toidet kaitsevääkepingega (SELV) toiteallikast. SELV-toiteallika pinge on piisavalt madal, et tavatingimustes on kokkupuude sellega inimestele ohutu, elektrilöögi riskita. | IEC 60417-5180 | Graafilised tähised kasutamiseks seadmetel, mis vastavad standardi IEC 61140 järgi III kaitseklassi ohutusnõuetele: Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. |
| EE III kaitseklass | | | |
| | Osa, millele kohaldub Type B, vastab standardile IE 60601-1. | IEC 60417-5840 IEC 60878 IEC 60601-1 | Elektrilised meditsiiniseadmed – osa 1: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. |
| B-tüüpi rakendatud osa | | | |
| | BF-tüüpi rakendatud osa | IEC 60417-5333 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| BF-tüüpi rakendatud osa | | | |
| | Klassifitseerib ja hindab elektriseadmele ümbrisega/ korpusega tagatud kaitsetaset. • KAITSE tahkete esemete eest > 12,5 mm • KAITSE 15° nurga all vertikaalsuunalt pritsitud vee eest | IEC 60529* * (puudub viitenumber 60601-1 [2005] lk 645 kohta) | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid. |
| IP-kood, rahvusvaheline kaitsemärgis | | | |
| | Ohtlik magnetresonantstomograafias | ASTM F2503 | Magnetresonantskeskkonna meditsiiniseadmete ja muude ohutuskaitsevahendite märgistamise tavapraktika. |
| MR-ohutu | | | |
| | Tingimuslik magnetresonantstomograafias | ASTM F2503 | Magnetresonantskeskkonna meditsiiniseadmete ja muude ohutuskaitsevahendite märgistamise tavapraktika. |
| MR-tingimuslik | | | |



Sageli kasutatavad sümbrid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümboolite selgitused



lehekülj 5

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|--|---|------------------------------|---|
| | Ohtlik magnetresonantstomograafias | ASTM F2503 | Magnetresonantskeskkonna meditsiiniseadmete ja muude ohutuskaitsevahendite märgistamise tavapraktika. |
| MR-ohtlik | | | |
| | Defibrillatsioonikindel | IEC 60417-5336 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbrid. CF-tüüpi rakendusosa. |
| Defibrillatsioonikindel | | | |
| | Näitab, et seadme osa kaitseaste elektrilöögi eest on standardis IEC 60601-1 defineeritavast parem. | IEC 60601-1 IEC 60878 | Elektrilised meditsiiniseadmed – osa 1: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. |
| EE Type CF | | | |
| | Näitab, et vajalik on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eraldi kogumine. | EN 50419 | Magnetresonantskeskkonna meditsiiniseadmete ja muude ohutuskaitsevahendite märgistamise tavapraktika. |
| WEEE | | | Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv |
| | Mitteioniseeriv elektromagnetiline kiirgus. | IEC 60417 REF 5140 | Magnetresonantskeskkonna meditsiiniseadmete ja muude ohutuskaitsevahendite märgistamise tavapraktika. |
| Mitteioniseeriv kiirgus | | | |
| | Näitab, et valmistamiseks kasutatud materjalid ei sisalda ftalaatpehmendit DEHP-d. | BS EN 15986 Lisa B | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatav sümbol – Ftalaati sisaldavate meditsiiniseadmete märgistamise nõuded. |
| Ei sisalda bis (2-etüülheksüül) ftalaati (DEHP) | | | |
| | Näitab, et seade on meditsiiniseade. | ISO 15223 – 1, klausel 5.7.7 | Meditsiiniseadmed – sümbrid, mida tuleb kasutada meditsiiniseadmete märgistel, vajalikud märgised ja teave. – Osa 1: Üldnõuded. |
| Meditsiiniseadmed | | | |
| | Näitab ühekordse steriilse kaitseüsteemi olemaolu. | ISO 7000-3707 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbrid. |
| Ühekordne steriilne kaitseüsteem | | | |
| | Näitab kahe steriilse kaitseüsteemi olemasolu. | ISO 7000-3704 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbrid. |
| Kahekordne steriilne kaitseüsteem | | | |
| | Näitab ühekordse steriilse kaitseüsteemi olemaolu sisemise kaitsepakendiga. | ISO 7000-3708 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbrid. |
| Ühekordne steriilne kaitseüsteem sisemise kaitsepakendiga | | | |
| | Näitab ühekordse steriilse kaitseüsteemi olemaolu välimise kaitsepakendiga. | ISO 7000-3709 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbrid. |
| Ühekordne steriilne kaitseüsteem välimise kaitsepakendiga | | | |











Sageli kasutatavad sümbolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümbolite selgitused



lehekülj 6

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|--|---|----------------------------|--|
|  Benchmarki tootesertifikaat | Benchmark Mark on registreeritud sertifitseerimismärk, mille omanik ja kasutaja on BSI. | Ei kohaldata | Ei kohaldata |
|  Akrediteeringu tunnustamise märk | Vastavus AS/NZS (Austraalia/ Uus-Meremaa) nõuetele | Ei kohaldata | Ei kohaldata |
|  NFPA 704 Rombikujuline ohudiagramm | <p>Annab üldise ülevaate materjaliga seotud ohtudest ja ohtude tõsidusest hädaolukorras reageerimiseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> •PUNANE: tuleoht 0 – ei põle •SININE: terviseoht 0 – oht ei ole suurem kui tavalisel materjalil •KOLLANE: reaktiivsusoht 0 – stabiilne •VALGE: eriotstarbeline – silmaohutus | NFPA 704: 2022 | National Fire Protection Association (NFPA): hädaolukorras reageerimiseks vajalike materjalidega seotud ohtude tuvastamise standardsüsteem. |
|  Alarm, üldine | Juhtimisseadme alarmist märku andmiseks | IEC 60601-1-8 ja IEC 60417 | Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1-8: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele – Kokkuvõtlik standard: üldnõuded, testid ja juhised, mis seotud häirega seadmetel elektrilised meditsiiniseadmed ja elektrilised meditsiinisüsteemide süsteemid ning seadmetel kasutatavad graafilised sümbolid |
|  Alarmi keelamine | Alarmi takistuse tuvastamiseks juhtseadmel | IEC 60601-1-8 ja IEC 60417 | Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1-8: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele – Kokkuvõtlik standard: üldnõuded, testid ja juhised, mis seotud häirega seadmetel elektrilised meditsiiniseadmed ja elektrilised meditsiinisüsteemide süsteemid ning seadmetel kasutatavad graafilised sümbolid |
|  Heli puudub | Selleks, et tuvastada puuduv heli või näidata, et alarmi süsteem on olekus „Heli pausil“ | IEC 60601-1-8 ja IEC 60417 | Elektrilised meditsiiniseadmed – Osa 1-8: üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele – Kokkuvõtlik standard: üldnõuded, testid ja juhised, mis seotud häirega seadmetel elektrilised meditsiiniseadmed ja elektrilised meditsiinisüsteemide süsteemid ning seadmetel kasutatavad graafilised sümbolid |
|  Tõstmine kahe inimesega | Näitab, et tõstma peavad kaks inimest | ANSI Z535.4 ja ISO 3864-2 | Ameerika riiklik tooteohutusmärkide ja -märgiste ning graafiliste sümbolite norm – Ohutusvärvid ja ohutusmärgid, 2. osa: Tooteohutusmärgiste projekteerimispõhimõtted |
|  See külg üles | Näitab veetava pakendi õiget asendit | ISO 7000 | Seadmete peal kasutatavad graafilised sümbolid – Registreeritud sümbolid |



Sageli kasutatavad sümbolid

Ettevõtte DeRoyal meditsiiniseadmete pakendamisel ja märgistamisel sageli kasutatavate sümbolite selgitused



lehekülg 7

| sümbol | selgitav tekst | standardi viide | standardi pealkiri |
|--|--|--------------------|---|
| | See hüüumärgiga GHS piltkujutis näitab kahjulikku või ärritavat ainet. | 29 CFR 1910.1200 | Tööohutuse ja töötervishoiu normid — ohuteavitus. |
| Kahjulik | | | |
| | Üldine hoiatusmärk, mis nõuab lisateavet ohu kohta. Lisamärgiga määratletud oht. | ISO 7010 | Pildid — Ohutusvärvid ja ohutusmärgid — Registreeritud ohutusmärgid |
| Hoiatus | | | |
| | Kinnitab, et ehitusmaterjalid ei sisalda ftalaate | BS EN 15986 Lisa B | Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatav sümbol — Ftalaati sisaldavate meditsiiniseadmete märgistamise nõuded |
| Ei sisalda ftalaate | | | |
| | Klassifitseerimisteenus UL-märgid kuvatakse nende toodete esinduslikel näidistel, mida UL Solutions on hinnanud seoses konkreetsete omaduste, piiratud hulga ohtude või kasutussobivusega piiratud või eritingimustes. | Ei kohaldata | Ei kohaldata |
| UL-i klassifitseeritud märgis Kanada ja USA jaoks | | | |
| | Interteki ETL-märk tõendab toote vastavust Põhja-Ameerika ohutusstandarditele. | Ei kohaldata | Ei kohaldata |
| Intertek ETL-i kuuluvuse märk | | | |
| | See logo või FCC märk näitab, et seadet on katsetatud ja see vastab FCC eeskirjadele. | 47 CFR Osa 18 | Telekommunikatsioon — Föderaalne kommunikatsioonikomisjon — Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed |
| FCC nõuetele vastav | | | |